

Cutimed® Siltec®

Schuimverband met superabsorbers en siliconen wondcontactlaag



Eigenschappen en functies

Cutimed Siltec is een schuimverband met superabsorbers en siliconen wondcontactlaag. Met Cutimed Siltec kun je vertrouwen op betrouwbare resultaten in alle omstandigheden.

Sterk ademende bovenlaag van polyurethaan

- ◆ Verdampert meer of minder wondvocht, afhankelijk van de verzadiging van het verband
- ◆ Voorkomt doorlekken van wondvocht
- ◆ Gemakkelijk te zien of het verband verzadigd is, dus voorkomt onnodige verbandwisselingen

Krachtige superabsorbers

- ◆ Betrouwbare absorptie voor wonden met weinig tot veel wondvocht
- ◆ Effectieve retentie en comfort, zelfs onder compressie
- ◆ Het verband hoeft minder vaak te worden vervangen

Open, poreuze schuimstructuur

- ◆ Wondvocht wordt snel verticaal opgenomen
- ◆ Overmatig wondvocht wordt van de randen van de wond weggehouden om maceratie te voorkomen
- ◆ Absorbeert vocht met lage tot hoge viscositeit

Geperforeerde siliconen wondcontactlaag

- ◆ Wondvocht, van welke viscositeit dan ook, dringt gemakkelijk tot de kern van het verband door
- ◆ Patiëntvriendelijk verklevende wondcontactlaag beschermt het nieuwe weefsel en voorkomt verweking van de wondranden
- ◆ Atraumatische verwijdering bij verbandwisselingen

Varianten



- ◆ **Cutimed® Siltec® (standaard)** Schuimverband met superabsorbers en niet verklevende siliconen wondcontactlaag
Cutimed® Siltec® Hiel 3D
Anatomisch gevormd
- ◆ **Cutimed® Siltec® L (Light)** Dun schuimverband met superabsorbers en niet verklevende siliconen wondcontactlaag
- ◆ **Cutimed® Siltec® PLUS** Schuimverband met superabsorbers en huidvriendelijk klevende siliconen wondcontactlaag
Cutimed® Siltec® PLUS Hiel 2D
Speciaal ontworpen voor de hiel, extra dik voor polsterend effect
- ◆ **Cutimed® Siltec® B (Border)** Schuimverband met superabsorbers en huidvriendelijk klevende siliconen wondcontactlaag en border
Cutimed® Siltec® B Ovaal
Ovaal gevormd
Cutimed® Siltec® B Sacrum
Extra brede border om een goede fixatie te garanderen

Toepassingen

Chronische en acute wonden, zoals decubitus, beenulcera, diabetische voetulcera, maligne wonden, chirurgische wonden, tweedegraads brandwonden en donorsites. Ook geschikt voor oppervlakkige, secundair genezende wonden. De siliconen wondcontactlaag beschermt niet alleen nieuw weefsel maar maakt ook inspectie van de wond en opnieuw aanbrengen mogelijk. Het verband kan bovendien op maat geknipt worden.






Cutimed Siltec kan maximaal 7 dagen blijven zitten, afhankelijk van de conditie van de wond en omliggende huid, of (als dit eerder is) totdat er wondvocht zichtbaar is op 2 cm van de border/rand. Tevens moeten lokale klinische protocollen in acht worden genomen.

Assortiment

		Afmeting	Artikel nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer
Cutimed® Siltec® (standaard) 		5 x 6 cm	73285-00	10	10	15390527
		10 x 10 cm	73285-01	10	10	15389847
		10 x 20 cm	73285-02	10	10	15389863
		15 x 15 cm	73285-03	10	10	15389901
		20 x 20 cm	73285-04	5	10	15389936
Hiel 3D 		voorgevormd	73286-01	5	6	15730395
Cutimed® Siltec® L (Light) 		5 x 6 cm	73283-00	10	10	15389952
		10 x 10 cm	73283-01	10	10	15389979
		15 x 15 cm	73283-02	10	10	15390004
Cutimed® Siltec® PLUS 		5 x 6 cm	73288-00	10	10	15930971
		10 x 10 cm	73288-01	10	10	15931005
		10 x 20 cm	73288-02	10	10	15930963
		15 x 15 cm	73288-03	10	10	15931021
		20 x 20 cm	73288-04	5	10	15931048
Hiel 2D 		16 x 24 cm	73288-05	5	10	15930998
Cutimed® Siltec® B (Border) 		7,5 x 7,5 cm	73284-00	10	10	15390306
		12,5 x 12,5 cm	73284-01	10	10	15390314
		10 x 22,5 cm	73284-06	10	10	15930726
		17,5 x 17,5 cm	73284-03	5	10	15390322
		22,5 x 22,5 cm	73284-04	5	10	15550613
Ovaal 		7 x 10 cm	73284-14	10	10	16286502
		13 x 16 cm	73284-21	5	10	16813715
Sacrum 		17,5 x 17,5 cm	73287-00	5	10	15517462
		23 x 23 cm	73287-01	5	10	15550621

Legenda




Type weefsel

-  Wond met necrose
-  Geïnfecteerde wond
-  Wond met fibrineus beslag
-  Granulerende wond
-  Epithelialiserende wond



Hoeveelheid wondvocht

-  Droog
-  Weinig wondvocht
-  Matig wondvocht
-  Veel wondvocht
-  Zeer veel wondvocht

Diepte wond

-  Oppervlakkig
-  Diep
-  Oppervlakkig + diep

Toepassingen

-  Kan op maat geknipt worden
-  Geschikt voor onder de douche