

Cutimed® Siltec® Sorbact®

Bacteriënbindend schuimverband met siliconen border voor effectieve en veilige behandeling van infecties



Eigenschappen en functies

Cutimed Siltec Sorbact biedt de voordelen van infectie- en exsudaat management door een bacterie bindende wondcontactlaag te combineren met een innovatief en zacht schuimverband. Omdat de Sorbact wondcontactlaag op geheel natuurlijke wijze infecties bestrijdt, zonder chemische bestanddelen, kan Cutimed Siltec Sorbact onbeperkt en voor langere perioden worden ingezet.

Toepassingen

Cutimed Siltec Sorbact is geschikt voor alle matig tot veel vocht producerende, gecontamineerde, gekoloniseerde of geïnfecteerde wonden, waaronder:

- ◆ Complexe wonden, zoals arteriële, veneuze of diabetische ulcera en decubitus
- ◆ Wonden die na een operatie zijn open gesprongen
- ◆ Traumatische wonden
- ◆ Wonden na excisie van fistels en abscessen



Samenstelling

Waterdampdoorlatende toplaag

Grotere absorptiecapaciteit

Superabsorbers

Houden wondvocht vast, ook onder compressie

Polyurethaan schuim

Uitstekende verticale absorptie

Sorbact wondcontactlaag

Effectieve behandeling van wondinfecties

Siliconen border

Betrouwbare en huidvriendelijke fixatie

Productoverzicht

	Afmeting	Afmeting wondkussen	Artikel nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer
Cutimed® Siltec® Sorbact® 	7,5 x 7,5 cm	4 x 4 cm	73251-00	10	10	15802205
	10 x 22,5 cm	5 x 16,5 cm	73251-14	10	10	16595912
	12,5 x 12,5 cm	8,2 x 8,2 cm	73251-01	10	10	15802213
	15 x 15 cm	10 x 10 cm	73251-02	10	10	15802221
	17,5 x 17,5 cm	12,3 x 12,3 cm	73251-03	5	10	15802248
	22,5 x 22,5 cm	16,5 x 16,5 cm	73251-04	5	10	15802256
Cutimed® Siltec® Sorbact® Ovaal 	7 x 10 cm	3 x 6 cm	73251-18	10	10	16595920
Cutimed® Siltec® Sorbact® Sacrum 	17,5 x 17,5 cm		73251-05	5	10	25802264
	23 x 23 cm		73251-06	5	10	15802272

Legenda

Type weefsel

- Wond met necrose
- Geïnfecteerde wond
- Wond met fibrineus beslag
- Granulerende wond
- Epithelialiserende wond

Hoeveelheid wondvocht

- Droog
- Weinig wondvocht
- Matig wondvocht
- Veel wondvocht
- Zeer veel wondvocht

Diepte wond

- Oppervlakkig
- Diep
- Oppervlakkig + diep

Toepassingen

- Kan op maat geknipt worden
- Geschikt voor onder de douche