

# Cutimed® Siltec® Sorbact® B

Bacteriënbindend schuimverband met siliconen border voor effectieve en veilige behandeling van infecties



## Eigenschappen en functies

Cutimed Siltec Sorbact B biedt de voordelen van infectie- en exsudaatmanagement door een bacterie bindende wondcontactlaag te combineren met een innovatief en zacht schuimverband. Omdat de Sorbact wondcontactlaag op geheel natuurlijke wijze infecties bestrijdt, zonder chemische bestanddelen, kan Cutimed Siltec Sorbact B onbeperkt en voor langere perioden worden ingezet.

## Toepassingen

Cutimed Siltec Sorbact B is geschikt voor alle matig tot veel vocht producerende, gecontamineerde, gekoloniseerde of geïnfecteerde wonden, waaronder:

- ◆ Complexe wonden, zoals arteriële, veneuze of diabetische ulcera en decubitus
- ◆ Wonden die na een operatie open zijn gesprongen
- ◆ Traumatische wonden
- ◆ Wonden na excisie van fistels en abscessen

Voor het gebruik van dit product is controle vereist, om ervoor te zorgen dat het verband niet uitdroogt en niet gaat hechten aan de wond. Vervanging van Cutimed Siltec Sorbact B is afhankelijk van de conditie van de wond. Indien verzadiging van het wondvocht zichtbaar wordt dient het verband vervangen te worden. In geval van een klinische infectie wordt een frequentere wondinspectie geadviseerd. Tevens moeten lokale klinische protocollen in acht worden genomen.

## Samenstelling

### Waterdampdoorlatende toplaag

Grotere absorptiecapaciteit

### Superabsorbers

Houden wondvocht vast, ook onder compressie

### Polyurethaan schuim

Uitstekende verticale absorptie

### Sorbact wondcontactlaag

Effectieve behandeling van wondinfecties

### Siliconen border

Betrouwbare en huidvriendelijke fixatie



## Assortiment

	Afmeting	Afmeting wondkussen	Artikel nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer
<b>Cutimed® Siltec® Sorbact® B</b> 	7,5 x 7,5 cm	4 x 4 cm	73251-43	10	10	15802205
	12,5 x 12,5 cm	8,2 x 8,2 cm	73251-44	10	10	15802213
	15 x 15 cm	10 x 10 cm	73251-45	10	10	15802221
	17,5 x 17,5 cm	12,3 x 12,3 cm	73251-46	5	10	15802248
	22,5 x 22,5 cm	16,5 x 16,5 cm	73251-47	5	10	15802256
<b>Cutimed® Siltec® Sorbact® B Ovaal</b> 	7 x 10 cm	3 x 6 cm	73251-52	10	10	16595920
<b>Cutimed® Siltec® Sorbact® B Sacrum</b> 	17,5 x 17,5 cm		73251-48	5	10	25802264
	23 x 23 cm		73251-49	5	10	15802272

## Legenda

### Type weefsel

- Wond met necrose
- Geïnfecteerde wond
- Wond met fibrineus beslag
- Granulerende wond
- Epithelialiserende wond

### Hoeveelheid wondvocht

- Droog
- Weinig wondvocht
- Matig wondvocht
- Veel wondvocht
- Zeer veel wondvocht

### Diepte wond

- Oppervlakkig
- Diep
- Oppervlakkig + diep

### Toepassingen

- Kan op maat geknipt worden
- Geschikt voor onder de douche