

# Cutimed® Sorbact®

## Bacteriënbindend wondverband



### Eigenschappen en functies

Vanwege het puur natuurkundige werkingsmechanisme bindt en verwijdt Cutimed Sorbact bacteriën en schimmels, zonder het vrijkomen van antibacterieel werkende stoffen. De werkzaamheid is gebaseerd op hydrofobe interactie. Cutimed Sorbact heeft sterk hydrofobe (waterafstotende) eigenschappen. Ook bacteriën en schimmels hebben hydrofobe eigenschappen en worden daardoor onomkeerbaar aan het wondverband gebonden. Bij iedere verbandwissel worden de gebonden bacteriën en schimmels gemakkelijk en efficiënt uit de wond verwijderd.

Ervaar zelf de effectiviteit van Cutimed Sorbact. Samen kunnen we infectie management in elk opzicht veiliger maken.

#### Altijd een passende oplossing voor elk type wond

Kies Cutimed Sorbact voor infectie management<sup>1,2</sup>

1. Makkelijk in gebruik
2. Altijd veilig inzetbaar bij acute en complex genezende wonden, geen contra-indicaties bekend
3. Te gebruiken bij oppervlakkige en diepe wonden die droog, vochtig of (zeer) nat zijn

#### Bijvoorbeeld:


- ♦ Complexe wonden; veneuze, arteriële of diabetische ulcera en decubitus
- ♦ Wonden die na een operatie zijn opengesprongen
- ♦ Traumatische wonden
- ♦ Wonden na excisie van fistels en abscessen
- ♦ Dermale schimmelinfecties


Cutimed Sorbact wordt rechtstreeks toegepast op de wond.


Speciaal voor droge (diepe) wonden is er Cutimed Sorbact gel geïmpregneerd met hydrogel. Dit bacteriënbindend kompres creëert een vochtig wondmilieu en ondersteunt hierdoor ook het autolytisch debridement.


### Varianten


**Cutimed® Sorbact® absorberend wondverband**   
Bacteriënbindend absorberend wondverband


**Cutimed® Sorbact® kompres**   
Bacteriënbindend (acetaat) kompres

**Cutimed® Sorbact® gaasstrook**   
Bacteriënbindende (katoen) gaasstrook

**Cutimed® Sorbact® gel**   
Bacteriënbindend (acetaat) kompres geïmpregneerd met hydrogel

**Cutimed® Sorbact® Hydroactive B (border)**   
Bacteriënbindend wondverband met hydropolymeerkern (gelmatrix) en Sorbact wondcontactlaag met klevende borderrand

**Cutimed® Siltec® Sorbact® B**   
Schuimverband met superabsorbers en bacteriënbindende Sorbact wondcontactlaag en huidvriendelijk klevende siliconen border

**Cutimed® Sorbion® Sorbact®**   
Superabsorberend verband met bacteriënbindende Sorbact wondcontactlaag

### Overige eigenschappen

- ♦ Geen contra-indicaties bekend\*
- ♦ Er blijven geen antibacterieel werkende stoffen achter in de wond
- ♦ Laag risico op allergieën
- ♦ Altijd veilig inzetbaar bij acute en complex genezende wonden
- ♦ Geschikt voor langdurige behandeling
- ♦ Geen opbouw van resistentiemechanisme bekend

\* Wees voorzichtig met gebruik van Cutimed Sorbact gel bij gebruik onder 5 jaar, en patiënten met lever- of nieraandoeningen

1 Stanirowski et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. *Surg Infect (Larchmt)*. 2016 Aug;17(4):427-35

2 Mosti et al. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. *J Wound Care*. 2015 Mar;24(3):121-2; 124-7

# Assortiment

	Afmeting	Afmeting wondkussen	Artikelnummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index-nummer	
<b>Cutimed Sorbact absorberend wondverband</b> 👉👉👉 - 👉👉👉 🍷 🟩 🟨	7 x 9 cm		72161-01	5	16	14982269	
	10 x 10 cm		72162-01	5	16	14982277	
	10 x 20 cm		72163-00	20	2	14982234	
<b>Cutimed Sorbact kompres</b> 👉👉👉 - 👉👉👉 🍷 🟩 🟨 ✂️	4 x 6 cm		72164-01	5	24	14982285	
	7 x 9 cm		72165-01	5	24	14982293	
<b>Cutimed Sorbact gaasstrook</b> 👉👉👉 - 👉👉👉 🍷 🟩 🟨 ✂️	2 x 50 cm		72166-00	20	6	14982242	
	5 x 200 cm		72167-00	10	6	14982250	
<b>Cutimed Sorbact gel</b> 👉👉👉 🍷 🟩 🟨 ✂️	7,5 x 7,5 cm		72611-00	10	36	15299201	
	7,5 x 15 cm		72611-01	10	20	15299228	
	15 x 20 cm		72611-16	5	8	16860853	
<b>Cutimed Sorbact Hydroactive B (Border)</b> 👉👉👉 🍷 🟩 🟨	7 x 8,5 cm		79933-00	10	10	15833410	
	14 x 14 cm		79933-02	10	10	15833445	
	19 x 19 cm		79933-03	10	10	15833488	
	14 x 24 cm		79933-04	10	10	15833453	
<b>Cutimed Siltec Sorbact B</b> 👉👉👉 - 👉👉👉 🍷 🟩 🟨 🚿	7,5 x 7,5 cm	4 x 4 cm	73251-43	10	10	15802205	
	12,5 x 12,5 cm	8,2 x 8,2 cm	73251-44	10	10	15802213	
	15 x 15 cm	10 x 10 cm	73251-45	10	10	15802221	
	17,5 x 17,5 cm	12,3 x 12,3 cm	73251-46	5	10	15802248	
	22,5 x 22,5 cm	16,5 x 16,5 cm	73251-47	5	10	15802256	
	ovaal	7 x 10 cm	3 x 6 cm	73251-52	10	10	16595920
	sacrum	17,5 x 17,5 cm		73251-48	5	10	25802264
	sacrum	23 x 23 cm		73251-49	5	10	15802272
<b>Cutimed Sorbion Sorbact</b> 👉👉👉 - 👉👉👉 🍷 🟩 🟨	10 x 10 cm		72698-16	10	12	16187172	
	10 x 20 cm		72698-17	10	6	16187180	
	20 x 20 cm		72698-18	10	4	16187199	
	20 x 30 cm		72698-19	10	4	16187202	

## Legenda

### Type weefsel

- 🟩 Wond met necrose
- 🟩 Geïnfecteerde wond
- 🟨 Wond met fibrineus beslag
- 🟥 Granulerende wond
- 🟪 Epithelialiserende wond

### Hoeveelheid wondvocht

- 👉👉👉 Droog
- 👉👉👉 Weinig wondvocht
- 👉👉👉 Matig wondvocht
- 👉👉👉 Veel wondvocht
- 👉👉👉 Zeer veel wondvocht

### Diepte wond

- 🍷 Oppervlakkig
- 🍷 Diep
- 🍷 Oppervlakkig + diep

### Toepassingen

- ✂️ Kan op maat geknipt worden
- 🚿 Geschikt voor onder de douche