

Cutimed® Sorbion®

Superabsorberend wondverband



Eigenschappen en functies

Cutimed Sorbion is een superabsorberend wondverband voor de behandeling van wonden met matig tot (zeer) veel wondvocht. Cutimed Sorbion heeft een gelvormende kern van superabsorbers (gelvormende polymeren) en cellulosevezels die wondvocht verticaal opneemt en vasthoudt.

De kern en de wondcontactlaag worden met een ultrasone techniek geseald. Dit wil zeggen dat er geen gebruik wordt gemaakt van kleef- en bindmiddelen, waardoor Cutimed Sorbion goed verdragen wordt door de huid.

- ◆ Direct na opname van wondvocht wordt het verband soepel en vormt zich naar het wondbed
- ◆ De gelvormende kern creëert een vochtig wondmilieu
- ◆ Het verband blijft stabiel en in vorm, hoe verzadigd het ook is
- ◆ Door uitstekende retentie (ook onder compressie) wordt maceratie van de wondranden en lekkage voorkomen
- ◆ Geabsorbeerd wondvocht met micro-organismen, toxinen en ontstekingsfactoren (zoals MMP's) worden gebonden en ingesloten
- ◆ Ondersteunt autolytisch debridement

Cutimed Sorbion creëert optimale omstandigheden voor wondgenezing.

Toepassingen

Cutimed Sorbion is geschikt voor wonden die matig tot zeer veel wondvocht afgeven:

- ◆ Chronische wonden zoals veneuze, diabetische ulcera of decubitus
- ◆ Acute wonden met secundaire wondgenezing
- ◆ Oncologische ulcera
- ◆ Postoperatieve wonden
- ◆ Open buikwonden

Cutimed Sorbion moet na maximaal 7 dagen worden vervangen, afhankelijk van de klinische toestand.

Varianten

Het Cutimed Sorbion assortiment biedt 3 varianten, beschikbaar in verschillende afmetingen en vormen, inclusief een XL variant.

Cutimed Sorbion Sachet

De polypropyleen wondcontactlaag van Cutimed Sorbion Sachet verwijdert op zachte wijze fibrineus beslag en necrotisch weefsel bij iedere verbandwissel (soft debridement).

Cutimed Sorbion Sachet is verkrijgbaar in standaard maten en:

- ◆ XL: voor grote oppervlakten, bijvoorbeeld benen, borstkas of buik.
- ◆ Multi Star: flexibele, ronde vorm, bijvoorbeeld voor hielen, voeten, sacrum, borst, oksels of ellebogen
- ◆ S Drainage: voor bijvoorbeeld catheters en drains

Cutimed Sorbion Border

Cutimed Sorbion Border heeft dezelfde wondcontactlaag als Cutimed Sorbion Sachet (voor soft debridement) en een siliconen border voor snelle, betrouwbare fixatie en atraumatische verwijdering.










Cutimed Sorbion Sana

De polyethyleen wondcontactlaag van Cutimed Sorbion Sana voorkomt verkleving aan het wondbed en is daarmee uitermate geschikt voor matig vochtige wonden en wonden met granulatieweefsel.

Cutimed Sorbion Sana is naast de standaard maten ook verkrijgbaar in een Multi Star variant.

Beide zijden van Cutimed Sorbion Sachet en Sana zijn geschikt voor contact met het wondbed.

Assortiment

		Afmeting	Afmeting wondkussen	Artikel nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer	
Cutimed® Sorbion® Sachet Superabsorberend wondverband met wondcontactlaag dat op zachte wijze fibrineus beslag en necrotisch weefsel verwijdert bij iedere verbandwissel (soft debridement) 	S 	7,5 x 7,5 cm		73232-00	10	62	16187962	
		7,5 x 7,5 cm		73232-01	25	34	16187970	
		10 x 10 cm		73232-06	10	62	16187989	
		10 x 10 cm		73232-07	25	34	16187997	
		10 x 20 cm		73232-09	10	34	16188020	
		10 x 20 cm		73232-10	25	23	16188039	
		15 x 15 cm		73232-12	10	36	16188004	
		15 x 15 cm		73232-13	25	14	16188012	
		20 x 20 cm		73232-15	10	22	16188047	
		20 x 20 cm		73232-16	25	12	16188055	
		20 x 30 cm		73232-18	10	17	16188063	
		Multi Star 	ø 8 cm		73237-01	10	-	16188098
ø 14 cm			73237-03	10	-	16188101		
XL 	25 x 45 cm		73240-00	10	-	16188071		
S Drainage 	10 x 10 cm		73241-00	10	76	16211723		
Cutimed Sorbion Sachet S is ook verkrijgbaar per 50 stuks. Scan de QR code voor het volledige assortimentsoverzicht: 								
	Cutimed® Sorbion® Border Superabsorberend wondverband met siliconen border voor atraumatische verbandwissels 		10 x 10 cm	5 x 5 cm	71010-00	10	32	17159814
			15 x 15 cm	10 x 10 cm	71010-02	10	14	17159849
			20 x 20 cm	15 x 15 cm	71010-03	10	12	17159857
10 x 23 cm			5 x 18 cm	71010-04	10	20	17159865	
Cutimed® Sorbion® Sana Superabsorberend wondverband met niet verklevende wondcontactlaag 		8,5 x 8,5 cm		73233-00	10	62	16188128	
		12 x 12 cm		73233-03	10	62	16188144	
		12 x 12 cm		73233-04	25	18	16188152	
		12 x 22 cm		73233-06	10	34	16188160	
		12 x 22 cm		73233-07	25	10	16188179	
		22 x 22 cm		73233-09	10	22	16188187	
		Multi Star 	ø 11 cm		73238-01	10	62	16188195
ø 17 cm			73238-03	10	36	16188209		