

Cutimed® Sorbion® Sachet S

Superabsorberend verband



Eigenschappen en functies

Cutimed Sorbion Sachet S heeft een superabsorberende gelvormende kern van mechanisch gebonden cellulose vezels en gelvormende polymeren.

De kern en de wondcontactlaag worden met een ultrasone techniek geseald. Dit wil zeggen dat er geen gebruik wordt gemaakt van lijmproducten. Onder andere hierdoor is Cutimed Sorbion Sachet S hypoallergeen.

- De gelerende kern vormt zich naar het wondbed en er wordt een vochtig wondmilieu gehandhaafd.
- Absorbeert grote hoeveelheden wondvocht verticaal en houdt dit vast, ook onder compressie.
- De wondcontactlaag van polypropyleen verwijdert op zachte wijze fibrineus en necrotisch weefsel bij iedere verbandwissel.

Toepassingen

Cutimed Sorbion Sachet S is geschikt voor wonden die veel tot extreem veel vocht afgeven:

- Chronische wonden zoals veneuze of diabetische ulcera of decubitus
- Acute wonden met secundaire wondgenezing
- Oncologische ulcera
- Postoperatieve wonden
- Open buikwonden

Naast de standaard maatvoeringen zijn de volgende varianten beschikbaar:

Cutimed Sorbion Sachet XL

Superabsorberend verband voor grote oppervlakten. Speciaal voor bijvoorbeeld benen, borstkas, buik of sacrum.

Cutimed Sorbion Sachet Multi Star

Superabsorberend verband met flexibele ronde vormen. Speciaal voor bijvoorbeeld hielen, voeten, sacrum, borst, oksels of ellebogen.

Cutimed Sorbion Sachet S Drainage

Superabsorberend splitverband. Speciaal voor gebruik met katheters en drainage.

Assortiment

Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
Cutimed® Sorbion® Sachet S				
7,5 x 7,5 cm	73232-00	10	76	16187962
7,5 x 7,5 cm	73232-01	25	60	16187970
10 x 10 cm	73232-06	10	76	16187989
10 x 10 cm	73232-07	25	38	16187997
15 x 15 cm	73232-12	10	32	16188004
15 x 15 cm	73232-13	25	16	16188012
20 x 10 cm	73232-09	10	47	16188020
20 x 10 cm	73232-10	25	22	16188039
20 x 20 cm	73232-15	10	21	16188047
20 x 20 cm	73232-16	25	13	16188055
30 x 20 cm	73232-18	10	21	16188063
Cutimed® Sorbion® Sachet XL				
45 x 25 cm	73240-00	10	10	16188071
Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star				
Ø 8 cm	73237-01	10	76	16188098
Ø 14 cm	73237-03	10	32	16188101
Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage				
10 x 10 cm	73241-00	10	76	16211723