

Artistep® S

Gips- en verbandschoen

Eigenschappen

- Deze gipsschoen is samengesteld uit neopreen (nylon, EVA en PVC), een dunne, thermoplastische rubberen buitenzool en een binnenzool van EVA/polywood.
- De speciaal ontwikkelde zool zorgt voor een goede afwikkeling, biedt comfort tijdens het lopen, voorkomt uitglijden en is schokabsorberend.
- De verstevigde hiel biedt extra ondersteuning.
- Goede pasvorm om het gips.
- Patiëntvriendelijk. De schoen kan eenvoudig aan- en uitgedaan worden, dankzij de klittenbandsluitingen.
- Uitgebreide maatvoering, waaronder kindermaten.
- Deze kwalitatief hoogwaardige schoen is zowel links als rechts te dragen door de universele vormgeving.

Toepassingen

- Bij (immobilisatie)verbanden van mineraal of synthetisch gips.
- Tevens geschikt voor gebruik als verbandschoen.



Assortiment

| Artikelnummer | Z-indexnummer | Omschrijving | Schoenmaat | Inhoud detailverpakking | Inhoud verzendkarton |
|---------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| 45564-02 | 15299163 | Artistep S gipsschoen PS | 21 - 22 | 1 | 10 x 1 (10) |
| 45564-01 | 14936933 | Artistep S gipsschoen PM | 23 - 27 | 1 | 10 x 1 (10) |
| 45564-00 | 13956418 | Artistep S gipsschoen P | 25 - 30 | 1 | 10 x 1 (10) |
| 45565-00 | 13956442 | Artistep S gipsschoen XS | 31 - 34 | 1 | 10 x 1 (10) |
| 45566-00 | 13956426 | Artistep S gipsschoen S | 35 - 38 | 1 | 10 x 1 (10) |
| 45567-00 | 13956396 | Artistep S gipsschoen M | 39 - 41 | 1 | 10 x 1 (10) |
| 45568-00 | 13956388 | Artistep S gipsschoen L | 42 - 43 | 1 | 10 x 1 (10) |
| 45569-00 | 13956434 | Artistep S gipsschoen XL | 44 - 47 | 1 | 10 x 1 (10) |