

Biplatrix®

Mineraal gipsverband met snelle zettingtijd

Eigenschappen

- Snelle zettingstijd; 2 min.
- Minimaal gipsverlies bij dompelen.
- Goed modelleerbaar.
- 100% katoenen drager.
- Latexvrij.
- 4-laags languette.
- Rollen per 2 verpakt in een waterbestendige folie.



Assortiment

Artikelnummer	Z-indexnummer	Omschrijving	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
02911-00	12367990	Biplatrix 3 m x 5 cm	40	1 x 40 (40)
02912-00	12368008	Biplatrix 3 m x 8 cm	20	1 x 20 (20)
02913-00	12368016	Biplatrix 3 m x 10 cm	20	1 x 20 (20)
02914-00	12368024	Biplatrix 3 m x 12 cm	20	1 x 20 (20)
02915-00	12368032	Biplatrix 3 m x 15 cm	20	1 x 20 (20)
02916-00	12368040	Biplatrix 3 m x 20 cm	10	1 x 10 (10)
02919-00	12368067	Biplatrix languette 25 m x 10 cm	1	1 x 1 (1)
02918-00	12368059	Biplatrix languette 25 m x 12 cm	1	1 x 1 (1)
02920-00	12368075	Biplatrix languette 25 m x 15 cm	1	1 x 1 (1)
02921-00	12368083	Biplatrix languette 25 m x 20 cm	1	1 x 1 (1)