

# Classic Post-Op Shoe

## Post-operatieve verbandschoen

### Eigenschappen

- Deze schoen is voorzien van een handige klittenbandsluiting. Het open teengedeelte biedt voldoende ruimte voor postoperatieve verbanden.
- De gepolsterde randen en verstevigde hak bieden extra draagcomfort. De schoen biedt hoge mediale en laterale stabiliteit door de stevige, uitlopende zool.
- De Classic Post-Op Shoe wordt per zes stuks geleverd en is verkrijgbaar in drie dames- en vier herenmaten.
- Deze kwalitatief hoogwaardige schoen is zowel links als rechts te dragen door de universele vormgeving.

### Toepassingen

- Als loopschoen bij het gebruik van gips.
- Na chirurgische ingrepen aan de voet.



## Assortiment

Artikelnummer	Z-indexnummer	Omschrijving	Schoenmaat	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
<b>Specialist Post-Op, Dames</b>					
72298-00	15299538	Small - per 6	34 - 36,5	1	1 x 1 (1)
72298-01	15299511	Medium - per 6	37 - 38,5	1	1 x 1 (1)
72298-02	15299503	Large - per 6	39 - 41	1	1 x 1 (1)
<b>Specialist Post-Op, Heren</b>					
72298-03	15303667	Small - per 6	39 - 41	1	1 x 1 (1)
72298-04	15303675	Medium - per 6	41,5 - 43	1	1 x 1 (1)
72298-05	15303683	Large - per 6	43,5 - 45	1	1 x 1 (1)
72298-06	15299546	Extra large - per 6	45 - 48	1	1 x 1 (1)