

Delta-Cast®

Conformable

Polyester immobilisatieverband



Eigenschappen

- Delta-Cast Conformable is een polyester immobilisatieverband, waarmee applicaties kunnen worden aangelegd die sterk en toch licht in gewicht zijn.
- Vervaardigd uit gepatenteerde elastische polyester-garens. Daarnaast is een speciale driedimensionale breitechnologie toegepast. Deze driedimensionale rek zorgt voor een goede vormbaarheid bij het aanleggen en een goede pasvorm bij het dragen.
- Hoog draagcomfort door zachte randen.
- Slijtvast.
- Uitstekende laminatie, waardoor zeer dunne applicaties mogelijk zijn.
- De open structuur zorgt voor een optimale luchtdoorlaatbaarheid.
- Na 30 minuten volledig belastbaar.
- Latexvrij.

- 100% röntgendoorlaatbaar.
- Verkrijgbaar in 9 kleuren.

Toepassingen

- Als primair- en secundair immobilisatieverband.
- Als afneembare spalk.
- Binnen functionele immobilisatietechnieken.

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
72280-00	2,5 cm x 1,8 m - per 10	wit	1	1 x 1 (1)
72280-01	5 cm x 3,6 m - per 10	wit	1	1 x 1 (1)
72280-02	7,5 cm x 3,6 m - per 10	wit	1	1 x 1 (1)
72280-03	10 cm x 3,6 m - per 10	wit	1	1 x 1 (1)
72280-04	12,5 cm x 3,6 m - per 10	wit	1	1 x 1 (1)
72282-00	5 cm x 3,6 m - per 10	blauw	1	1 x 1 (1)
72282-01	7,5 cm x 3,6 m - per 10	blauw	1	1 x 1 (1)
72282-02	10 cm x 3,6 m - per 10	blauw	1	1 x 1 (1)
72286-00	5 cm x 3,6 m - per 10	paars	1	1 x 1 (1)
72286-01	7,5 cm x 3,6 m - per 10	paars	1	1 x 1 (1)
72286-02	10 cm x 3,6 m - per 10	paars	1	1 x 1 (1)
72285-00	5 cm x 3,6 m - per 10	rood	1	1 x 1 (1)
72285-01	7,5 cm x 3,6 m - per 10	rood	1	1 x 1 (1)
72285-02	10 cm x 3,6 m - per 10	rood	1	1 x 1 (1)

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
72287-00	5 cm x 3,6 m - per 10	groen	1	1 x 1 (1)
72287-01	7,5 cm x 3,6 m - per 10	groen	1	1 x 1 (1)
72287-02	10 cm x 3,6 m - per 10	groen	1	1 x 1 (1)
72281-00	5 cm x 3,6 m - per 10	roze	1	1 x 1 (1)
72281-01	7,5 cm x 3,6 m - per 10	roze	1	1 x 1 (1)
72281-02	10 cm x 3,6 m - per 10	roze	1	1 x 1 (1)
72283-00	5 cm x 3,6 m - per 10	geel	1	1 x 1 (1)
72283-01	7,5 cm x 3,6 m - per 10	geel	1	1 x 1 (1)
72283-02	10 cm x 3,6 m - per 10	geel	1	1 x 1 (1)
72284-00	5 cm x 3,6 m - per 10	oranje	1	1 x 1 (1)
72284-01	7,5 cm x 3,6 m - per 10	oranje	1	1 x 1 (1)
72284-02	10 cm x 3,6 m - per 10	oranje	1	1 x 1 (1)
72288-00	5 cm x 3,6 m - per 10	zwart	1	1 x 1 (1)
72288-01	7,5 cm X 3,6 m - per 10	zwart	1	1 x 1 (1)
72288-02	10 cm X 3,6 m - per 10	zwart	1	1 x 1 (1)