

Delta-Cast®

Elite

Polyester immobilisatieverband



Eigenschappen

- Delta-Cast Elite is een polyester immobilisatieverband. Deze zorgt voor een stevige immobilisatie en langdurige ondersteuning.
- Het gepatenteerde* elastische polyestergaren zorgt voor een optimale pasvorm.
- Delta-Cast Elite is licht in gewicht en heeft een hoog draagcomfort door de zachte randen en het extra gladde oppervlak.
- Zeer dun aan te leggen en optimaal te modelleren.
- Na 30 minuten volledig belastbaar.
- Latexvrij.
- 100% röntgendoorlaatbaar.
- Verkrijgbaar in 9 kleuren.

Toepassingen

- Bij primaire en secundaire immobilisatieverbanden.
- Als afneembare spalk.
- Binnen functionele immobilisatietechnieken.

| Artikelnummer | Omschrijving | Kleur | Inhoud detailverpakking | Inhoud verzendkarton |
|---------------|--------------------------|----------|-------------------------|----------------------|
| 72279-04 | 1,8 m x 2,5 cm - per 10 | wit | 1 | 1 x 1 (1) |
| 722 79-00 | 3,6 m x 5 cm - per 10 | wit | 1 | 1 x 1 (1) |
| 72279-01 | 3,6 m x 7,5 cm - per 10 | wit | 1 | 1 x 1 (1) |
| 72279-02 | 3,6 m x 10 cm - per 10 | wit | 1 | 1 x 1 (1) |
| 72279-03 | 3,6 m x 12,5 cm - per 10 | wit | 1 | 1 x 1 (1) |
| 72275-00 | 3,6 m x 5 cm - per 10 | rood | 1 | 1 x 1 (1) |
| 72275-01 | 3,6 m x 7,5 cm - per 10 | rood | 1 | 1 x 1 (1) |
| 72275-02 | 3,6 m x 10 cm - per 10 | rood | 1 | 1 x 1 (1) |
| 73453-00 | 3,6 m x 5 cm - per 10 | l. blauw | 1 | 1 x 1 (1) |
| 73453-01 | 3,6 m x 7,5 cm - per 10 | l. blauw | 1 | 1 x 1 (1) |
| 73453-02 | 3,6 m x 10 cm - per 10 | l. blauw | 1 | 1 x 1 (1) |
| 72276-00 | 3,6 m x 5 cm - per 10 | d. blauw | 1 | 1 x 1 (1) |
| 72276-01 | 3,6 m x 7,5 cm - per 10 | d. blauw | 1 | 1 x 1 (1) |
| 72276-02 | 3,6 m x 10 cm - per 10 | d. blauw | 1 | 1 x 1 (1) |
| 72276-03 | 3,6 m x 12,5 cm - per 10 | d. blauw | 1 | 1 x 1 (1) |
| 73454-00 | 3,6 m x 5 cm - per 10 | groen | 1 | 1 x 1 (1) |
| 73454-01 | 3,6 m x 7,5 cm - per 10 | groen | 1 | 1 x 1 (1) |
| 73454-02 | 3,6 m x 10 cm - per 10 | groen | 1 | 1 x 1 (1) |

| Artikelnummer | Omschrijving | Kleur | Inhoud detailverpakking | Inhoud verzendkarton |
|---------------|-------------------------|---------|-------------------------|----------------------|
| 72277-00 | 3,6 m x 5 cm - per 10 | paars | 1 | 1 x 1 (1) |
| 72277-01 | 3,6 m x 7,5 cm - per 10 | paars | 1 | 1 x 1 (1) |
| 72277-02 | 3,6 m x 10 cm - per 10 | paars | 1 | 1 x 1 (1) |
| 73455-00 | 3,6 m x 5 cm - per 10 | roze | 1 | 1 x 1 (1) |
| 73455-01 | 3,6 m x 7,5 cm - per 10 | roze | 1 | 1 x 1 (1) |
| 73455-02 | 3,6 m x 10 cm - per 10 | roze | 1 | 1 x 1 (1) |
| 73456-00 | 3,6 m x 5 cm - per 10 | oranje | 1 | 1 x 1 (1) |
| 73456-01 | 3,6 m x 7,5 cm - per 10 | oranje | 1 | 1 x 1 (1) |
| 73456-02 | 3,6 m x 10 cm - per 10 | oranje | 1 | 1 x 1 (1) |
| 72278-00 | 3,6 m x 5 cm - per 10 | zwart | 1 | 1 x 1 (1) |
| 72278-01 | 3,6 m x 7,5 cm - per 10 | zwart | 1 | 1 x 1 (1) |
| 72278-02 | 3,6 m x 10 cm - per 10 | zwart | 1 | 1 x 1 (1) |
| 73457-00 | 3,6 m x 5 cm - per 10 | assorti | 1 | 1 x 1 (1) |
| 73457-01 | 3,6 m x 7,5 cm - per 10 | assorti | 1 | 1 x 1 (1) |
| 73457-02 | 3,6 m x 10 cm - per 10 | assorti | 1 | 1 x 1 (1) |

* Amerikaans patentnummer 5,480,708