

Delta-Cast®

Prints

Polyester immobilisatieverband met print



Eigenschappen

- Polyester immobilisatieverband met print. Deze zorgt voor een stevige immobilisatie en langdurige ondersteuning.
- Het gepatenteerde* elastische polyestergaren zorgt voor een optimale pasvorm.
- Delta-Cast Prints is licht in gewicht en heeft een hoog draagcomfort door de zachte randen en het extra gladde oppervlak.
- Zeer dun aan te leggen en optimaal te modelleren.
- De prints geven het immobilisatieverband een persoonlijk tintje. Geschikt voor jong en oud.
- Na 30 minuten volledig belastbaar.
- Latexvrij.
- 100% röntgendoorlaatbaar.
- Verkrijgbaar in 8 prints.

Toepassingen

- Bij primaire en secundaire immobilisatieverbanden.
- Als afneembare spalk.
- Binnen functionele immobilisatietechnieken.



Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
72273-02	Dino 3,6 cm x 5 cm - per 10	1	1 x 1 (1)
72273-05	Teddy 3,6 cm x 5 cm - per 10	1	1 x 1 (1)
72273-17	Pastel 3,6 cm x 5 cm - per 10	1	1 x 1 (1)
72273-07	Pastel 3,6 cm x 7,5 cm - per 10	1	1 x 1 (1)
72273-08	Voetbal 3,6 cm x 5 cm - per 10	1	1 x 1 (1)
72273-09	Voetbal 3,6 cm x 7,5 cm - per 10	1	1 x 1 (1)
72273-22	Camouflage 3,6 cm x 5 cm - per 10	1	1 x 1 (1)
72273-06	Camouflage 3,6 cm x 7,5 cm - per 10	1	1 x 1 (1)
72273-40	Roze camouflage 3,6 cm x 5 cm - per 10	1	1 x 1 (1)
72273-41	Roze camouflage 3,6 cm x 7,5 cm - per 10	1	1 x 1 (1)
72273-20	Hondenpoot 3,6 cm x 5 cm - per 10	1	1 x 1 (1)
72273-21	Hondenpoot 3,6 cm x 7,5 cm - per 10	1	1 x 1 (1)
72273-03	Winter 3,6 cm x 5 cm - per 10	1	1 x 1 (1)
72273-04	Winter 3,6 cm x 7,5 cm - per 10	1	1 x 1 (1)