

Delta-Cast®

Prelude

Gepolsterde polyester spalk



Voor de immobilisatie van fracturen.

Eigenschappen

- Kant en klare polyester spalk.
- Beide zijden zijn voorzien van een polypropyleen padding.
- Zeer comfortabele, waterafstotende vulling met 3D-gebreide constructie om de huid te laten ademen.
- Sterk en duurzaam.
- Snelle zettingstijd.
- Gemakkelijk in gebruik.
- Verkrijgbaar op rol. Nadat het gewenste formaat is afgeknipt kan de verpakking eenvoudig worden afgesloten met een betrouwbaar afsluitsysteem. Voorkomt verspilling.
- Latexvrij.
- 100% röntgendoorlaatbaar.

Toepassingen

- Als primaire spalk bij fractuurbehandeling.
- In combinatie met een fixerende zwachtel.
- Bij behandeling van weke delen en gewrichtsklachten.
- Binnen functionele immobilisatietechnieken.

Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
73018-01	Delta-Cast Prelude 4,6 m x 2,5 cm	1	2 x 1 (2)
73018-02	Delta-Cast Prelude 4,6 m x 5 cm	1	2 x 1 (2)
73018-03	Delta-Cast Prelude 4,6 m x 7,5 cm	1	2 x 1 (2)
73018-04	Delta-Cast Prelude 4,6 m x 10 cm	1	2 x 1 (2)
73018-05	Delta-Cast Prelude 4,6 m x 12,5 cm	1	2 x 1 (2)
73018-06	Delta-Cast Prelude 4,6 m x 15 cm	1	2 x 1 (2)