

# Delta-Cast®

## Soft

### Semi-rigide polyester stabilisatieverband



#### Eigenschappen

- Delta-Cast Soft is een semi-rigide polyester stabilisatieverband uit een gepatenteerd\* drie-dimensionaal polyester substraat. Dit zorgt voor een uitstekend stabiliserende en plooivrije applicatie. De driedimensionale rek zorgt voor een optimale vormbaarheid bij het aanleggen en een goede pasvorm bij het dragen.
- Biedt functionele ondersteuning bij fracturen en letsels aan weke delen. Zorgt tegelijkertijd voor functionele stabilisatie van het gekwetste gebied. Rigide waar nodig, flexibel waar gewenst. Hierdoor vergroot de mobiliteit, verkort de herstelperiode en wordt spieratrofie beperkt.
- Hoog draagcomfort door de zachte randen en het lichte en ademende materiaal. Het maakt het eveneens mogelijk voor de patiënt om te baden, te douchen en te zwemmen.
- Goede laminatie en indien gewenst makkelijk af te wikkelen. Tevens snel en eenvoudig te verwijderen met een verbandschaar.

- Na 30 minuten volledig belastbaar.
- Latexvrij.
- 100% röntgendoorlaatbaar.
- Verkrijgbaar in 5 kleuren en 2 prints.

#### Toepassingen

- Bij fracturen en letsels aan weke delen.
- Als semi-rigide ondersteuning.
- Als functionele immobilisatie.
- Als afneembare applicaties.

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
72708-02	2,5 cm x 1,8 m - per 10	wit	1	1 x 1 (1)
72708-12	5 cm x 3,6 m - per 10	wit	1	1 x 1 (1)
72708-22	7,5 cm x 3,6 m - per 10	wit	1	1 x 1 (1)
72708-32	10 cm x 3,6 m - per 10	wit	1	1 x 1 (1)
72708-42	12,5 cm x 3,6 m - per 10	wit	1	1 x 1 (1)
72708-35	2,5 cm x 1,8 m - per 10	blauw	1	1 x 1 (1)
72708-05	5 cm x 3,6 m - per 10	blauw	1	1 x 1 (1)
72708-15	7,5 cm x 3,6 m - per 10	blauw	1	1 x 1 (1)
72708-25	10 cm x 3,6 m - per 10	blauw	1	1 x 1 (1)
72708-08	5 cm x 3,6 m - per 10	rood	1	1 x 1 (1)
72708-18	7,5 cm x 3,6 m - per 10	rood	1	1 x 1 (1)
72708-28	10 cm x 3,6 m - per 10	rood	1	1 x 1 (1)

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
72708-50	5 cm x 3,6 m - per 10	roze	1	1 x 1 (1)
72708-51	7,5 cm x 3,6 m - per 10	roze	1	1 x 1 (1)
72708-52	10 cm x 3,6 m - per 10	roze	1	1 x 1 (1)
72708-01	5 cm x 3,6 m - per 10	zwart	1	1 x 1 (1)
72708-11	7,5 cm x 3,6 m - per 10	zwart	1	1 x 1 (1)
72708-21	10 cm x 3,6 m - per 10	zwart	1	1 x 1 (1)
72708-60	5 cm x 3,6 m - per 10	hartjes	1	1 x 1 (1)
72708-61	7,5 cm x 3,6 m - per 10	hartjes	1	1 x 1 (1)
72708-09	5 cm x 3,6 m - per 10	hondepoot	1	1 x 1 (1)
72708-19	7,5 cm x 3,6 m - per 10	hondepoot	1	1 x 1 (1)

\* Amerikaans patentnummer 5,480,708