

# Delta-Cast®

## Spalk

### Polyester spalk



#### Synthetische ongepolsterde polyester spalk.

Met Delta-Cast® spalk heeft men de keuze tussen stabiliseren of immobiliseren.

#### Eigenschappen

- Delta-Cast® spalk bestaat volledig uit polyester. Dit sterke lichtgewicht materiaal geeft een applicatie met een duurzaam eindresultaat.
- De geavanceerde eigenschappen maken het modelleren van de spalk eenvoudiger, wat de aanlegtijd verkort en het comfort van de patiënt verbeterd.
- De zachte randen van het materiaal zorgen voor een optimaal draagcomfort voor de patiënt.
- Dankzij het unieke, elastische polyester materiaal vormt Delta-Cast® spalk zich bijzonder gemakkelijk naar de contouren van het lichaam.
- Het materiaal bestaat uit 3 of 5 afzonderlijke lagen. De gebruiker is daardoor flexibel in de mate van stabilisering en immobilisatie.
- Latexvrij.
- 100% röntgendoorlaatbaar.
- Verkrijgbaar in 7 maten en per stuk verpakt.

#### Toepassingen

- Als primaire- en secundaire spalk.
- In combinatie met circulair cast.
- Als versteviging in korsetten, braces, etc.

Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
74545-03	10 cm x 38 cm, 5 laags - per 10	1	1
74545-04	10 cm x 90 cm, 5 laags - per 10	1	1
74545-05	12,5 cm x 90 cm, 5 laags - per 10	1	1
74545-06	7,5 cm x 76 cm, 3 laags - per 10	1	1
74545-07	5 cm x 20 cm, 3 laags - per 10	1	1
74545-08	7,5 cm x 20 cm, 3 laags - per 10	1	1
74545-09	7,5 cm x 38 cm, 3 laags - per 10	1	1