

Delta-Cast®

Delta-Dry® Pantaloen

De hygiënische oplossing voor behandelingen met een gipsbroek




Eigenschappen

- Ademend en waterbestendig materiaal voor een optimale hygiëne.
- Goede elasticiteit garandeert optimale gebruiksvriendelijkheid bij het aanleggen.
- Beperkt plooiën tot een minimum zodat de kans op drukplekken wordt verkleind.
- Latexvrij.
- Röntgendoorlaatbaar.

Voordelen

- Douchen en baden mogelijk.
- Geen onaangename geurtjes, jeuk en huidverweking.
- Langere periode tussen gipswissels (3 maanden).
- Droogt binnen 90 minuten.
- Tijd- en kostenbesparend.
- Omvouwbare randen voor optimale polstering aan de uiteinden.
- Extra veilig bij het verwijderen van het kunststof gips.

	Artikelnummer	Omschrijving	Omtrek bovenbeen	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
	73365-00	Delta-Dry Pantaloen Maat 1	< 25 cm	1	4 x 1 (4)
	73365-01	Delta-Dry Pantaloen Maat 2	25 - 29,5 cm	1	4 x 1 (4)
	73365-02	Delta-Dry Pantaloen Maat 3	> 29,5 cm	1	4 x 1 (4)