

Delta-Cast® Delta-Dry®

Waterbestendig polstermateriaal



Eigenschappen

- Delta-Dry® is een waterbestendig polstermateriaal, waardoor water makkelijk uit het kunststof gips afgevoerd kan worden.
- Uitermate geschikt in combinatie met Delta-Dry® Stockinette.
- Het gebruik van buisverband is niet nodig.
- Dit uniek gepatenteerde polstermateriaal biedt de patiënt een hoge mate van comfort, bescherming en gemak. Het polstermateriaal vormt zich goed naar de lichaamscontouren en rimpelt niet.
- Met Delta-Dry® heeft de patiënt de mogelijkheid tot douchen, baden, wassen en zelfs zwemmen.
- Latexvrij.
- 100% röntgendoorlaatbaar.

Toepassingen

- Polyester immobilisatieverband.
- Semi-rigide stabilisatieverband.
- Glasfiber immobilisatieverband.

Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
73443-00	Delta-Dry 2,4 m x 5 cm - per 12	1	6 x 1 (6)
73443-01	Delta-Dry 2,4 m x 7,5 cm - per 12	1	6 x 1 (6)
73443-02	Delta-Dry 2,4 m x 10 cm - per 12	1	6 x 1 (6)