

# Delta-Cast® Delta-Dry® Softliner

## Waterbestendig buisverband



### Eigenschappen

- Ademend en waterbestendig buisverband voor een optimale hygiëne.
- Dikkere kwaliteit buisverband die zonder extra polstering gebruikt kan worden.
- Zacht materiaal voor meer comfort voor de patiënt.
- Snelle en eenvoudige applicatie.
- Met Delta-Dry® Softliner heeft de patiënt de mogelijkheid tot douchen, baden, wassen en zelfs zwemmen.
- Latexvrij.
- 100% röntgendoorlaatbaar.

### Toepassingen

- Polyester immobilisatieverband.
- Semi-rigide stabilisatieverband.
- Glasfiber immobilisatieverband.

Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
72779-01	Delta-Dry Softliner 10 m x 2,5 cm	1	4 x 1 (4)
72779-02	Delta-Dry Softliner 10 m x 5 cm	1	4 x 1 (4)
72779-03	Delta-Dry Softliner 10 m x 7,5 cm	1	3 x 1 (3)
72779-04	Delta-Dry Softliner 10 m x 10 cm	1	2 x 1 (2)
72779-05	Delta-Dry Softliner 10 m x 12,5 cm	1	2 x 1 (2)