

Delta-Cast®

# Delta-Lite® Plus

Glasfiber immobilisatieverband



## Eigenschappen

- Delta-Lite® Plus is een synthetisch immobilisatieverband samengesteld uit een combinatie van glasvezel en een geavanceerd, door water te activeren polyurethaan hars-systeem.
- Delta-Lite® Plus geeft een rigide ondersteuning voor een optimale immobilisatie. Het is duurzaam en licht in gewicht en het heeft een glad oppervlak, wat zorgt voor een hoog draagcomfort voor de patiënt.
- De verschillende glasfiberlagen hechten goed aan elkaar door een bijzonder sterke laminatie. Hierdoor kan een dun, maar zeer sterk immobilisatieverband worden aangelegd.

- Na 20 minuten volledig belastbaar.
- Latexvrij.
- Verkrijgbaar in 10 kleuren.

## Toepassingen

- Als primair- en secundair immobilisatieverband.
- Als afneembare spalk.
- Binnen functionele immobilisatietechnieken.

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
73458-00	2,5 cm x 1,8 m - per 10	wit	1	1 x 1 (1)
73458-01	5 cm x 3,6 m - per 10	wit	1	1 x 1 (1)
73458-02	7,5 cm x 3,6 m - per 10	wit	1	1 x 1 (1)
73458-03	10 cm x 3,6 m - per 10	wit	1	1 x 1 (1)
73458-04	12,5 cm x 3,6 m - per 10	wit	1	1 x 1 (1)
73458-20	5 cm x 3,6 m - per 10	d. blauw	1	1 x 1 (1)
73458-21	7,5 cm x 3,6 m - per 10	d. blauw	1	1 x 1 (1)
73458-22	10 cm x 3,6 m - per 10	d. blauw	1	1 x 1 (1)
73458-23	12,5 cm x 3,6 m - per 10	d. blauw	1	1 x 1 (1)
73458-25	5 cm x 3,6 m - per 10	groen	1	1 x 1 (1)
73458-26	7,5 cm x 3,6 m - per 10	groen	1	1 x 1 (1)
73458-27	10 cm x 3,6 m - per 10	groen	1	1 x 1 (1)
73458-28	12,5 cm x 3,6 m - per 10	groen	1	1 x 1 (1)
73458-30	5 cm x 3,6 m - per 10	rood	1	1 x 1 (1)
73458-31	7,5 cm x 3,6 m - per 10	rood	1	1 x 1 (1)
73458-32	10 cm x 3,6 m - per 10	rood	1	1 x 1 (1)
73458-35	5 cm x 3,6 m - per 10	l. blauw	1	1 x 1 (1)
73458-36	7,5 cm x 3,6 m - per 10	l. blauw	1	1 x 1 (1)
73458-37	10 cm x 3,6 m - per 10	l. blauw	1	1 x 1 (1)
73458-38	12,5 cm x 3,6 m - per 10	l. blauw	1	1 x 1 (1)

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
73458-45	5 cm x 3,6 m - per 10	zwart	1	1 x 1 (1)
73458-46	7,5 cm x 3,6 m - per 10	zwart	1	1 x 1 (1)
73458-47	10 cm x 3,6 m - per 10	zwart	1	1 x 1 (1)
73458-50	5 cm x 3,6 m - per 10	assorti	1	1 x 1 (1)
73458-51	7,5 cm x 3,6 m - per 10	assorti	1	1 x 1 (1)
73458-52	10 cm x 3,6 m - per 10	assorti	1	1 x 1 (1)
73458-55	5 cm x 3,6 m - per 10	roze	1	1 x 1 (1)
73458-56	7,5 cm x 3,6 m - per 10	roze	1	1 x 1 (1)
73458-57	10 cm x 3,6 m - per 10	roze	1	1 x 1 (1)
73458-60	5 cm x 3,6 m - per 10	paars	1	1 x 1 (1)
73458-61	7,5 cm x 3,6 m - per 10	paars	1	1 x 1 (1)
73458-62	10 cm x 3,6 m - per 10	paars	1	1 x 1 (1)
73458-65	5 cm x 3,6 m - per 10	geel	1	1 x 1 (1)
73458-66	7,5 cm x 3,6 m - per 10	geel	1	1 x 1 (1)
73458-67	10 cm x 3,6 m - per 10	geel	1	1 x 1 (1)
73458-75	5 cm x 3,6 m - per 10	oranje	1	1 x 1 (1)
73458-76	7,5 cm x 3,6 m - per 10	oranje	1	1 x 1 (1)
73458-77	10 cm x 3,6 m - per 10	oranje	1	1 x 1 (1)