

Delta-Cast®

Delta-Lite® spalk

Glasfiber spalk



Synthetische ongepolsterde glasvezel spalk.
Met Delta-Lite® spalk heeft men de keuze
tussen stabiliseren of immobiliseren.

Eigenschappen

- Delta-Lite® spalk is samengesteld uit een combinatie van glasvezel en een geavanceerd, door water te activeren polyurethaan hars-systeem, waardoor de spalk rigide wordt.
- Het materiaal is licht in gewicht, wat zorgt voor een hoog draagcomfort voor de patiënt.
- Het materiaal bestaat uit 5 afzonderlijke lagen.
- Latexvrij.
- Verkrijgbaar in 5 maten en per stuk verpakt.

Toepassingen

- Als primaire- en secundaire spalk
- In combinatie met circulair cast
- Als versteviging in korsetten, braces, etc.

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
73485-00	Delta-Lite spalk wit 5 x 20 cm 5 laags - Per 10	Wit	1	1 x 1 (1)
73485-01	Delta-Lite spalk wit 7,5 x 20 cm 5 laags - Per 10	Wit	1	1 x 1 (1)
73485-02	Delta-Lite spalk wit 7,5 x 76 cm 5 laags - Per 10	Wit	1	1 x 1 (1)
73485-03	Delta-Lite spalk wit 10 x 38 cm 5 laags - Per 10	Wit	1	1 x 1 (1)
73485-04	Delta-Lite spalk wit 12,5 x 90 cm 5 laags - Per 10	Wit	1	1 x 1 (1)