

Delta-Cast®

Delta-Net® Stockinette

Synthetisch buisverband



Eigenschappen

- Synthetisch buisverband met lichte rek.
- Voelt zacht en soepel aan.
- Eenvoudig zonder plooiën aan te leggen.
- Rekbaar tot 2x zijn normale omvang.
- Latexvrij.
- 100% röntgendoorlaatbaar.
- Verkrijgbaar in wit en zwart.

Toepassingen

- Bij fractuurbehandelingen door middel van (synthetisch) gipsverband.
- Bij dermatologische behandelingen.
- Bij algemene immobilisatie.

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Afmeting	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
72307-05	Delta-Net Stockinette	Wit	23 m x 2,5 cm	1	2 x 1 (2)
72307-00	Delta-Net Stockinette	Wit	23 m x 5 cm	1	2 x 1 (2)
72307-01	Delta-Net Stockinette	Wit	23 m x 7,5 cm	1	2 x 1 (2)
72307-02	Delta-Net Stockinette	Wit	23 m x 10 cm	1	2 x 1 (2)
72307-03	Delta-Net Stockinette	Wit	23 m x 15 cm	1	1 x 1 (1)
72307-04	Delta-Net Stockinette	Wit	23 m x 20 cm	1	1 x 1 (1)
72723-00	Delta-Net Stockinette	Zwart	23 m x 2,5 cm	1	2 x 1 (2)
72723-01	Delta-Net Stockinette	Zwart	23 m x 5 cm	1	2 x 1 (2)
72723-02	Delta-Net Stockinette	Zwart	23 m x 7,5 cm	1	2 x 1 (2)
72723-03	Delta-Net Stockinette	Zwart	23 m x 10 cm	1	2 x 1 (2)
72723-04	Delta-Net Stockinette	Zwart	23 m x 15 cm	1	1 x 1 (1)