

Delta-Rol® Delta-Rol® S

Synthetische polsterwatten

Eigenschappen

- Delta-rol polsterwatten zijn vervaardigd uit 100% acrylvezels.
- De watten houden geen vocht vast waardoor maceratie wordt voorkomen.
- Makkelijk scheurbaar en eenvoudig aan te leggen en te verwerken.
- Delta-Rol S is een uniek combinatieproduct van zacht polyester materiaal en een polyurethaan foamlaag. Hierdoor wordt een egaal eindresultaat bereikt.
- De watten houden geen vocht vast waardoor maceratie wordt voorkomen.
- Delta-Rol S kan desgewenst worden geautoclaveerd.

Toepassingen

- Als polstering bij (immobilisatie)verbanden



Assortiment

Artikelnummer	Z-indexnummer	Omschrijving	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
72310-00	15303616	Delta-Rol 2,75 m x 5 cm - per 12	10 x 1 (10)	1 x 1 (1)
72310-01	15303624	Delta-Rol 2,75 m x 7,5 cm - per 12	24 x 1 (24)	1 x 1 (1)
72310-02	15303632	Delta-Rol 2,75 m x 10 cm - per 12	18 x 1 (18)	1 x 1 (1)
72310-03	15303640	Delta-Rol 2,75 m x 15 cm - per 12	12 x 1 (12)	1 x 1 (1)
72310-04	15303659	Delta-Rol 2,75 m x 20 cm - per 6	18 x 1 (18)	1 x 1 (1)
72322-00	15021661	Delta-Rol S 2,75 m x 5 cm - per 12	10 x 1 (10)	1 x 1 (1)
72322-01	15021688	Delta-Rol S 2,75 m x 7,5 cm - per 12	12 x 1 (12)	1 x 1 (1)
72322-02	15021696	Delta-Rol S 2,75 m x 10 cm - per 12	12 x 1 (12)	1 x 1 (1)
72322-03	15021718	Delta-Rol S 2,75 m x 15 cm - per 12	6 x 1 (6)	1 x 1 (1)
72322-04	15021726	Delta-Rol S 2,75 m x 20 cm - per 6	9 x 1 (9)	1 x 1 (1)