

# Delta<sup>®</sup> Solo

## Loopzool

### Eigenschappen

- De loopzool is vervaardigd uit hoogwaardig materiaal; polyester en polyurethaan.
- Eenvoudig aan te doen met behulp van klittenbanden.
- De loopzool biedt veiligheid en stabiliteit tijdens het lopen.
- De loopzool is indien nodig afwasbaar.
- Deze schoen is zowel links als rechts te dragen door de universele vormgeving.

### Toepassingen

- Bij (immobilisatie)verbanden van mineraal of synthetisch gips.



### Assortiment

Artikelnummer	Z-indexnummer	Omschrijving	Schoenmaat	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
<b>Solo loopzolen</b>					
72298-12	15299600	Extra Small	34 - 36,5	1	1 x 1 (1)
72298-13	15299597	Small	37 - 38,5	1	1 x 1 (1)
72298-14	15299589	Medium	39 - 41	1	1 x 1 (1)
72298-15	15299570	Large	42 - 43	1	1 x 1 (1)
72298-16	15298949	Extra large	44 - 47	1	1 x 1 (1)
<b>Solo Cast Straps</b>					
72298-17	15298965	40 cm - per 20	-	1	1 x 18 (18)
72298-18	15298973	50 cm - per 20	-	1	1 x 18 (18)
72298-19	15298957	60 cm - per 20	-	1	1 x 18 (18)