

Dynacast®

Prelude

Gepolsterde glasfiber spalk

Voor de immobilisatie van fracturen.



Eigenschappen

- Kant en klare synthetische spalk van glasfiber. Beide zijden zijn voorzien van een vilt padding.
- De geavanceerde eigenschappen maken het modelleren van de spalk eenvoudiger, dit verkort de aanlegtijd en verhoogd het draagcomfort.
- Sterk en duurzaam.
- Snelle zettingstijd.
- Gemakkelijk in gebruik.
- Ook verkrijgbaar op rol. Nadat het gewenste formaat is afgeknipt kan de verpakking eenvoudig worden afgesloten met een betrouwbaar afsluitsysteem. Voorkomt verspilling.
- Latexvrij.

Toepassingen

- Als primaire spalk bij fractuurbehandeling.
- In combinatie met een fixerende zwachtel.
- Bij behandeling van weke delen en gewrichtsklachten.
- Binnen functionele immobilisatietechnieken.



Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
Dynacast Prelude op rol			
71419-00	Dynacast Prelude 2,3 m x 20 cm	1	2 x 1 (2)
71418-00	Dynacast Prelude 4,6 m x 2,5 cm	1	2 x 1 (2)
71420-00	Dynacast Prelude 4,6 m x 5 cm	1	2 x 1 (2)
71421-00	Dynacast Prelude 4,6 m x 7,5 cm	1	2 x 1 (2)
71415-00	Dynacast Prelude 4,6 m x 10 cm	1	2 x 1 (2)
71416-00	Dynacast Prelude 4,6 m x 12,5 cm	1	2 x 1 (2)
71417-00	Dynacast Prelude 4,6 m x 15 cm	1	2 x 1 (2)
Dynacast Prelude pre-cuts			
47222-00	Dynacast Prelude 30 x 7,5 cm	5	4 x 5 (20)
47223-00	Dynacast Prelude 40 x 7,5 cm	5	4 x 5 (20)
47224-00	Dynacast Prelude 30 x 10 cm	5	4 x 5 (20)
47225-00	Dynacast Prelude 40 x 10 cm	5	4 x 5 (20)
47226-00	Dynacast Prelude 76 x 10 cm	4	4 x 4 (16)
47227-00	Dynacast Prelude 65 x 12,5 cm	4	4 x 4 (16)