

Scharen

Voor het knippen van verschillende materialen

Clean Cut® schaar



- Microtoom geslepen schaar, bij uitstek geschikt voor het knippen van synthetische gips.

Esmarch® schaar

- Klassieke allrounder voor het knippen van verschillende materialen.



Assortiment

Artikelnummer	Omschrijving		Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
72294-02	Clean Cut schaar large		1	50 x 1 (50)
72044-07	Esmarch schaar		1	1 x 1 (1)