

# Gypsona®

## Mineraal gipsverband met zeer snelle zettingstijd

### Eigenschappen

- Zeer snelle zettingstijd; 1,5 tot 2 min.
- Minimaal gipsverlies bij dompelen
- Extra smeugig en zeer goed modelleerbaar
- Uitstekende afwerking en eenvoudig aan te brengen



### Gypsona® S

- Latexvrij
- 4-laags longuette
- Rollen per 2 verpakt in een waterbestendige folie

### Gypsona® BP

- Latexvrij
- Sterk katoenen leno gaas
- 5-laags longuette
- Individueel verpakt in een waterbestendige folie

### Assortiment

Artikelnummer	Z-indexnummer	Omschrijving	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
<b>Gypsona S</b>				
71993-36		Gypsona S 3 m x 5 cm - per 40	1	1 x 1 (1)
71993-55		Gypsona S 3 m x 8 cm - per 60	1	1 x 1 (1)
71993-56		Gypsona S 3 m x 10 cm - per 40	1	1 x 1 (1)
71993-57		Gypsona S 3 m x 12 cm - per 40	1	1 x 1 (1)
71993-58		Gypsona S 3 m x 15 cm - per 40	1	1 x 1 (1)
71993-59		Gypsona S 3 m x 20 cm - per 20	1	1 x 1 (1)
<b>Gypsona S longuette</b>				
71994-00		Gypsona S longuette 20 m x 10 cm	1	1 x 1 (1)
71994-05		Gypsona S longuette 20 m x 12,5 cm	1	1 x 1 (1)
71994-02		Gypsona S longuette 20 m x 15 cm	1	1 x 1 (1)
71994-04		Gypsona S longuette 20 m x 20 cm	1	1 x 1 (1)
<b>Gypsona BP</b>				
71985-13		Gypsona BP 2 m x 5 cm - per 40	1	1 x 1 (1)
71985-14		Gypsona BP 2 m x 7,5 cm - per 40	1	1 x 1 (1)
71985-06		Gypsona BP 2 m x 10 cm - per 40	1	1 x 1 (1)
71985-07		Gypsona BP 2 m x 12,5 cm - per 20	1	1 x 1 (1)
71985-08		Gypsona BP 2 m x 15 cm - per 20	1	1 x 1 (1)
71985-12		Gypsona BP 2 m x 20 cm - per 20	1	1 x 1 (1)
71985-04		Gypsona BP 2,7 m x 5 cm - per 48	1	1 x 1 (1)
71985-05		Gypsona BP 2,7 m x 7,5 cm - per 48	1	1 x 1 (1)
71985-00		Gypsona BP 2,7 m x 10 cm - per 48	1	1 x 1 (1)
71985-01		Gypsona BP 2,7 m x 12,5 cm - per 24	1	1 x 1 (1)
71985-02		Gypsona BP 2,7 m x 15 cm - per 24	1	1 x 1 (1)
71985-03		Gypsona BP 2,7 m x 20 cm - per 24	1	1 x 1 (1)
<b>Gypsona BP longuette</b>				
71988-14	13119141	Gypsona BP longuette 20 m x 10 cm	1	1 x 1 (1)
71988-17	13119168	Gypsona BP longuette 20 m x 12,5 cm	1	1 x 1 (1)
71988-15	13119176	Gypsona BP longuette 20 m x 15 cm	1	1 x 1 (1)
71988-16	13119206	Gypsona BP longuette 20 m x 20 cm	1	1 x 1 (1)