

Katoenen buisverband

Eigenschappen

- 100% katoen
- Naadloos geweven
- Hoog absorptievermogen en huidvriendelijk, daardoor comfortabel om te dragen
- Kan desgewenst gesteriliseerd worden
- Röntgendoorlaatbaar

Toepassingen

- Voor de fixatie van wondkassen, steun- en zalfverbanden
- Als bescherming van verbanden
- Als huidbeschermende onderlaag onder gips- en zinklijmverbanden of spalken
- Voor lichaams- en rompverbanden
- Als onderkous bij ambulante compressie therapie



Assortiment

Artikelnummer	Z-indexnummer	Omschrijving	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
72021-02	15260097	Jersey Katoen 25 m x 3 cm	1	25 x 1 (25)
72021-03	15260100	Jersey Katoen 25 m x 5 cm	1	10 x 1 (10)
72021-04	15260119	Jersey Katoen 25 m x 7 cm	1	10 x 1 (10)
72021-05	15260127	Jersey Katoen 25 m x 10 cm	1	5 x 1 (5)
72021-07	15260135	Jersey Katoen 25 m x 15 cm	1	5 x 1 (5)
72021-08	15260143	Jersey Katoen 25 m x 20 cm	1	5 x 1 (5)
72021-10	15260151	Jersey Katoen 25 m x 25 cm	1	4 x 1 (4)