

OrthoWedge®

Off-loading shoe

Eigenschappen

- Door een dorsale hoek van 15 graden, verplaatst het lichaamsgewicht naar de hak. De voorvoet wordt minder belast en hierdoor het genezingsproces minder verstoord.
- Door de speciale sluiting wordt de voorvoet ontzien. De brede basis en de enkelband geven een verhoogd gevoel van stabiliteit
- De vierkante neusbuffer biedt extra bescherming bijvoorbeeld bij gebruik van Kirschner draden.
- De uitneembare binnenzool kan worden aangepast met aanvullende polstering.
- Deze kwalitatief hoogwaardige schoen is zowel links als rechts te dragen door de universele vormgeving.

Toepassingen

- Bij ulcera, infecties, traumata aan de voet
- Na chirurgische ingrepen aan de voorvoet



Assortiment

Artikelnummer	Z-indexnummer	Omschrijving	Schoenmaat	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
71427-15	15299481	Ortho Wedge Shoe XS	32,5 - 37	1	36 x 1 (36)
71427-16	15299473	Ortho Wedge Shoe S	37,5 - 39,5	1	36 x 1 (36)
71427-17	15299465	Ortho Wedge Shoe M	40 - 41,5	1	36 x 1 (36)
71427-18	15299619	Ortho Wedge Shoe L	42 - 44	1	36 x 1 (36)
71427-19	15299627	Ortho Wedge Shoe XL	44,5 - 47	1	36 x 1 (36)