

Leukoplast®

Leukomed® Control

Transparant en waterbestendig postoperatief wondverband

Eigenschappen en functies

Leukomed® Control is een steriel, transparant, bacterie-, virus- en waterbestendig wondverband voor de behandeling van postoperatieve en overige acute wonden. Het wondverband bestaat uit een semi poreuze polyurethaan folie met een huidvriendelijk, klevende border en een absorberend wondkussen van hydropolymeer. Het transparante wondverband maakt visuele inspectie van de wond mogelijk zonder dat het hoeft te worden verwijderd. Dat ondersteunt de wondgenezing en maakt vroege signalering van infectie mogelijk.

- Het wondkussen van hydropolymeer absorbeert wondvocht en ondersteunt optimale wondgenezing door middel van vochtregulatie.
- De huidvriendelijk klevende border kleeft op droge huid maar niet op de vochtige wond. Dit zorgt voor een goede fixatie en is douchebestendig.
- De hoge doorlaatbaarheid van het wondverband wat betreft waterdamp en zuurstof helpt ophoping van vocht en maceratie te voorkomen.
- Beschermt de wond tegen wrijf- en schuifkrachten en vormt een barrière tegen bacteriën, virussen en verontreinigende stoffen van buitenaf.

Dragermateriaal

Dunne en flexibele polyurethaan folie

Kleeftlaag

Huidvriendelijke kleeftlaag van polyacrylaat

Wisselfrequentie

Leukomed® Control kan tot 14 dagen blijven zitten

Toepassingen

- Beschermt droge tot licht exsuderende postoperatieve en overige acute wonden tegen bacteriën, virussen en verontreinigende stoffen van buitenaf.
- Beschermt de wond tegen wrijf- en schuifkrachten en vormt een barrière tegen bacteriën, virussen en verontreinigende stoffen van buitenaf.

Contra-indicaties

- Niet geïndiceerd voor het stoppen van heftige bloedingen, derdegraads brandwonden of gebruik in diepe wonden (holtes of sinussen).
- Niet geschikt voor gebruik onder een compressieverband.



Leukoplast®

Wound care in best hands

Assortiment

Leukomed® Control				
Omschrijving	Afmeting wondkussen	Artikelnummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
5 x 7 cm	2 x 4 cm	73230-00	10	28
7 x 10 cm	4 x 7 cm	73230-01	10	20
8 x 15 cm	4,5 x 11,5 cm	73230-02	10	20
10 x 24 cm	6 x 20 cm	73230-03	5	20
10 x 35 cm	6 x 31 cm	73230-05	5	10