

Carpex®

Operatie- en onderzoeksmasker

Eigenschappen en functies

Carpex is een disposable, huidvriendelijk gezichtsmasker.

Het masker bestaat uit een neusbeugel, gevouwen vlies en bevestigingsbandjes en heeft een goede pasvorm over de neus, mond en kin. Het filtermedium van de Carpex gezichtsmaskers bestaat uit een vlies van polyester vezels met aan beide zijden een viscose afdeklaag. Deze afdekvliezen zijn beide homogeen met het filtermedium verbonden.

Carpex gezichtsmaskers worden gebruikt in operatiezalen en andere zorgsituaties om de patient bescherming te bieden tegen infecties. De bacteriele filtratie efficiency van dit masker type I is minimaal 95%, type II heeft een efficiency van minimaal 98%

Het huidvriendelijke Carpex gezichtsmasker wordt goed verdragen. Uit hygiënisch oogpunt is aan te bevelen een gezichtsmasker meerdere malen per dag te wisselen, wanneer gedurende lange tijd een gezichtsmasker moet worden gedragen.

Varianten

- **Carpex Comfort**
Standaard gezichtsmasker
- **Carpex Carat II**
Meer geschikt voor bril dragers

Toepassingen

Disposable gezichtsmasker voor bescherming tegen het overdragen van aerogene micro-organismen.



Assortiment

Carpex				
Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
Carpex Comfort	09064-02	50	6 x 50 (300)	12350109
Carpex Carat II	09063-02	50	6 x 50 (300)	15040356