

# Cutisoft® Cotton

*Katoenen gaaskompres*

## *Eigenschappen en functies*

**Cutisoft Cotton** is 100% katoenen absorberend gaaskompres voor reiniging en afdekking van wonden en heeft gevouwen randen. Cutisoft Cotton heeft een goed absorptievermogen. Het Cutisoft Cotton kompres is huidvriendelijk en ademend.

Het uitgebreide Cutisoft Cotton assortiment bevat naast de standaard kompressen eveneens een splitkompres voor gebruik bij sondes, drains en katheters (steriel) en deppers (niet steriel).

## *Assortiment*

## *Toepassingen*

- Voor de reiniging en afdekking van wonden



Cutisoft® Cotton				
Omschrijving	Artikel-nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index-nummer
<b>Cutisoft Cotton niet-steriel</b>				
5 x 5 cm - per 100 / 12-laags	72223-05	1	30 x 1 (30)	15106780
10 x 10 cm - per 100 / 8-laags	72223-02	1	10 x 1 (10)	
10 x 10 cm - per 100 / 12-laags	72223-07	1	10 x 1 (10)	15106055
10 x 20 cm - per 100 / 12-laags	72223-09	1	10 x 1 (10)	
20 x 25 cm - per 25 / 24 laags	72576-00	1	12 x 1 (12)	
<b>Cutisoft Cotton steriel</b>				
5 x 5 cm - per 75 x 1 / 12-laags	92419-00	1	20 x 1 (20)	13867857
5 x 5 cm - per 25 x 2 / 12-laags	72226-07	1	80 x 1 (80)	
10 x 10 cm - per 75 x 1 / 12-laags	92422-00	1	20 x 1 (20)	13867873
10 x 10 cm - per 1 x 5 / 12-laags	92590-00	20	20 x 20 (400)	14818566
10 x 10 cm - per 25 x 1 / 12-laags	72174-00	1	24 x 1 (24)	14982390
10 x 10 cm - per 25 x 2 / 12-laags	72226-09	1	30 x 1 (30)	
10 x 20 cm - per 50 x 1 / 12-laags	72175-00	1	8 x 1 (8)	14982307
10 x 20 cm - per 25 x 2 / 12-laags	72226-10	1	12 x 1 (12)	
20 x 20 cm - per 30 x 1 / 16-laags	72177-00	1	8 x 1 (8)	14982315
20 x 30 cm - per 20 x 1 / 16-laags	72177-01	1	8 x 1 (8)	14982323
10 x 10 cm - per 50 x 1 / 16-laags splitkompres	72177-02	1	8 x 1(8)	14982331