

# Elastomull® haft

*Elastisch, op zichzelf klevend fixatiewindsel*

## *Eigenschappen en functies*

**Elastomull haft** is een rekbaar en latexvrij fixatiewindsel. Dit materiaal zorgt ervoor dat Elastomull haft niet verschuift. Dankzij de weeftechniek en het gebruik van polyamide is Elastomull haft rekbaar. Verbanden kunnen snel en gemakkelijk worden gefixeerd.

Elastomull haft is luchtdoorlatend en heeft een antislip karakter. Daarnaast is het comfortabel te dragen en snel en eenvoudig aan te brengen.

## *Toepassingen*

- Fixeren van verbanden en splinten, ook op gebogen en bewegende lichaamsdelen, zoals armen, benen, vingers, tenen, hoofd/hals en romp
- Antisliplaag onder compressieverbanden
- Licht compressie- en steunverband, bijvoorbeeld na verwijdering van een gipsspalk



**Leukoplast®**

Wound care in best hands

## Assortiment

Elastomull haft				
Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
<b>Elastomull haft</b>				
4 m x 4 cm	45470-00	10	16 x 10 (160)	13299530
4 m x 6 cm	45471-00	10	12 x 10 (120)	13299549
4 m x 8 cm	45472-00	10	24 x 10 (240)	13299557
4 m x 10 cm	45473-00	10	24 x 10 (240)	13299565
4 m x 12 cm	45474-00	10	12 x 10 (120)	13621912
20 m x 4 cm	45475-00	1	24 x 1 (24)	13606565
20 m x 6 cm	45476-00	1	24 x 1 (24)	13606573
20 m x 8 cm	45477-00	1	24 x 1 (24)	13606581
20 m x 10 cm	45478-00	1	24 x 1 (24)	13606603
20 m x 12 cm	45479-00	1	24 x 1 (24)	13606611
<b>Elastomull haft color rood</b>				
20 m x 6 cm	45374-00	1	24 x 1 (24)	15253929
20 m x 8 cm	45475-00	1	24 x 1 (24)	15253937
20 m x 10 cm	45376-00	1	24 x 1 (24)	15253945
<b>Elastomull haft color blauw</b>				
4 m x 6 cm	72207-03	10	12 x 10 (120)	14981815
4 m x 8 cm	72207-04	10	24 x 10 (240)	14981823
4 m x 10 cm	72207-05	10	24 x 10 (240)	14981831
20 m x 6 cm	45371-00	1	24 x 1 (24)	14883155
20 m x 8 cm	45372-00	1	24 x 1 (24)	14883163
20 m x 10 cm	45373-00	1	24 x 1 (24)	14883171