

Gazofix®

Elastisch fixatiewindsel

Eigenschappen

- Elastisch cohesief verband vervaardigd uit polyamide en katoen
- Latexvrije, synthetisch polymeer coating
- Snelle en gemakkelijke applicatie
- Antislip
- Luchtdoorlatend
- Comfortabel om te dragen
- Veilige verbandfixatie
- Bevat geen natuurlijke rubber latex
- Kan als onderbandage gebruikt worden

Toepassingen

- Fixatie van verbanden en spalken
- Huidvriendelijke antislip onderlaag bij compressieverband of tape
- Bevestiging van polstermateriaal
- Beschermend verband bij gipsverbanden, zinkgelverbanden en tapeverbanden
- Als ondersteunen verband bij verstuikingen en verrekkingen



Assortiment

Artikelnummer	Z-indexnummer	Omschrijving	Kleur	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
02935-01	16370708	4 m x 4 cm	beige	10	16 x 10 (160)
02936-01	16370716	4 m x 6 cm	beige	10	12 x 10 (120)
02937-01	16370724	4 m x 8 cm	beige	10	24 x 10 (240)
02938-01	16370732	4 m x 10 cm	beige	10	24 x 10 (240)
46640-01	16370740	20 m x 4 cm	beige	1	24 x 1 (24)
46641-01	16370759	20 m x 6 cm	beige	1	24 x 1 (24)
46642-01	16370767	20 m x 8 cm	beige	1	24 x 1 (24)
46643-01	16370775	20 m x 10 cm	beige	1	24 x 1 (24)
47329-01	16784286	20 m x 8 cm	blauw	1	24 x 1 (24)