

Glovex[®] ultra tex

Latex, disposable onderzoekshandschoen

Eigenschappen en functies

Glovex ultra tex is zowel aan de linker- als aan de rechterhand te dragen. De handschoen is geruwd voor een goede grip. Dit maakt de handschoen comfortabel, houdt de tastzin optimaal en hindert de bewegingsvrijheid van de handen nauwelijks. De boord van de handschoen is voorzien van een rolrand.

Glovex ultra tex is poedervrij, waardoor geen poederresten achterblijven op de handen.

Glovex ultra tex handschoenen zijn verpakt in een dispenserdoos van 100 stuks en verkrijgbaar in vier maten.

Toepassingen

- Als infectie-preventie bij verbandwisselingen van wonden
- Bij reinigingswerkzaamheden in het algemeen en het reinigen van besmet instrumentarium of materiaal in het bijzonder
- Bij gebruik van huidonvriendelijke en/of licht agressieve stoffen, zoals oplosmiddelen
- Bij toediening van rectale medicijnen of laxantia
- Ter bescherming van verpleegkundigen bij het oplossen van intraveneuze medicatie
- Ter bescherming bij de uitvoering van diverse handelingen waarbij kans bestaat op contact met besmettelijk materiaal

Hierbij moet worden opgemerkt dat Glovex handschoenen slechts gedurende korte tijd bescherming kunnen bieden tegen de inwerking van zeer agressieve stoffen, zoals cytostatica.



Assortiment

Glovex ultra tex				
Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
Small - per 100	46480-00	1	10 x 1	15146723
Medium - per 100	46481-00	1	10 x 1	15146715
Large - per 100	46482-00	1	10 x 1	15146707
Extra large - per 100	46483-00	1	10 x 1	15146685

Leukoplast[®]

Wound care in best hands

Glovex[®] ultra vinyl

Vinyl, disposable onderzoekshandschoen

Eigenschappen en functies

Glovex ultra vinyl is een wegwerphandschoen gemaakt van polyvinylchloride en is zowel aan de linker- als aan de rechterhand te dragen. Het ultra vinyl is zeer zacht, wat bevordelijk is voor de goede pasvorm van de handschoen. Dit maakt de handschoen comfortabel, houdt de tastzin optimaal en hindert de bewegingsvrijheid van de handen nauwelijks. De boord van de handschoen is voorzien van een rolrand.

Glovex ultra vinyl is poedervrij, waardoor geen poederresten achterblijven op de handen. De handschoen is een alternatief bij overgevoeligheid voor latex.

Glovex ultra vinyl handschoenen zijn verpakt in een dispenserdoos van 100 stuks en verkrijgbaar in drie maten.

Toepassingen

- Als infectie-preventie bij verbandwisselingen van wonden
- Bij reinigingswerkzaamheden in het algemeen en het reinigen van besmet instrumentarium of materiaal in het bijzonder
- Bij gebruik van huidonvriendelijke en/of licht agressieve stoffen, zoals oplosmiddelen
- Bij toediening van rectale medicijnen of laxantia
- Ter bescherming van verpleegkundigen bij het oplossen van intraveneuze medicatie
- Ter bescherming bij de uitvoering van diverse handelingen waarbij kans bestaat op contact met besmettelijk materiaal

Hierbij moet worden opgemerkt dat Glovex handschoenen slechts gedurende korte tijd bescherming kunnen bieden tegen de inwerking van zeer agressieve stoffen, zoals cytostatica.



Assortiment

Glovex ultra vinyl				
Omschrijving	Artikel-nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index-nummer
Small - per 100	45587-00	1	10 x 1	14883147
Medium - per 100	45588-00	1	10 x 1	14883139
Large - per 100	45589-00	1	10 x 1	14883120



Leukoplast[®],
an Essity brand

Leukoplast[®]

Wound care in best hands