

Leukofix®

Geperforeerde, transparante hechtpleister

Eigenschappen en functies

Leukofix is een transparante hechtpleister op basis van geperforeerde polyethyleen folie. De polyacrylaat kleeflaag zorgt voor een goede en langdurige kleefkracht. De hechtpleister wordt goed verdragen door mensen met een gevoelige huid.

De pleister kan zowel in de lengte als in de breedte bijzonder gemakkelijk met de hand worden gescheurd.

Omdat de hechtpleister geperforeerd is, laat Leukofix lucht- en waterdamp door, waardoor het product huidvriendelijk is. Leukofix kan met weinig tot geen pijn worden verwijderd en laat geen kleefresten achter.

Omdat Leukofix geen stralingsabsorberende bestanddelen bevat, hoeft de hechtpleister niet verwijderd te worden bij röntgenologisch onderzoek. Bovendien gaat de pleister geen chemische reactie aan met rubbers of plastics.

De klemring zorgt ervoor dat er binnen 6 uur meer dan 99,9% MRSA reductie is.

Toepassingen

- Transparante fixatie van kompressen, gazen, infuusnaalden, etc.
- Bij uitstek geschikt voor transparante fixatie van slangen, katheters, sondes, etc.



Assortiment

Leukofix®				
Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud van doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
Leukofix - verpakking met klemring				
5 m x 1,25 cm	02121-00	24	10 x 24 (240)	12302570
5 m x 2,50 cm	02122-00	12	10 x 12 (120)	12302589
5 m x 5,00 cm	02124-00	6	10 x 6 (60)	12302597
Leukofix - verpakking zonder klemring				
9,2 m x 1,25 cm	02136-00	24	10 x 24 (240)	13932608
9,2 m x 2,50 cm	02137-00	12	10 x 12 (120)	13932853
9,2 m x 5,00 cm	02138-00	6	10 x 6 (60)	13932624

Leukoplast®

Wound care in best hands