

Leukoplast®

Sterk klevende hechtpleister

Eigenschappen en functies

Leukoplast is een beige pleister op basis van viscoseweefsel. Dit product heeft een sterke kleefkracht, zelfs wanneer de pleister onder grote spanning staat.

Bovendien is de zinkoxide-rubber kleefmassa van Leukoplast door een speciaal procédé lucht- en waterdampdoorlatend gemaakt. Het product is huidvriendelijk en ademend.

Leukoplast is bijzonder sterk en toepasbaar bij patiënten met een normale huid. De grote treksterkte van de hechtpleister, maakt Leukoplast geschikt voor de fixatie van alle maten kompressen en gazen. De pleister is huidvriendelijk en kan ondanks zijn grote trekkracht, met de hand afgescheurd worden. Leukoplast is waterafstotend. De hechtpleister bevat droog natuurlijk rubber latex en colofonie.

Toepassingen

- Fixatie van kompressen, gazen, etc.
- Fixatie van slangen, katheters, sondes, etc.

De klemring zorgt ervoor dat er binnen 6 uur meer dan 99,9% MRSA reductie is.



Assortiment

Leukoplast®				
Omschrijving	Artikel-nummer	Inhoud van doos	Inhoud verzendkarton	Z-index-nummer
Leukoplast - verpakking met klemring				
5 m x 1,25 cm	01521-00	24	10 x 24 (240)	12200948
5 m x 2,50 cm	01522-00	12	10 x 12 (120)	12200956
5 m x 5,00 cm	01524-00	6	10 x 6 (60)	12200875
Leukoplast - verpakking zonder klemring				
9,2 m x 1,25 cm	01536-00	24	10 x 24 (240)	13933531
9,2 m x 2,50 cm	01537-00	12	10 x 12 (120)	13933558
9,2 m x 5,00 cm	01539-00	6	10 x 6 (60)	13933566



Leukoplast®,
an Essity brand

Leukoplast®

Wound care in best hands