

Leukoplast® Leukomed® T plus skin sensitive

Transparante eilandpleister met siliconen kleeflaag

Eigenschappen en functies

Leukoplast Leukomed T plus skin sensitive is een transparante, zeer ademende eilandpleister met siliconen kleeflaag voor het beschermen van de wond op de zeer gevoelige en kwetsbare huid.

De folie is waterdicht en bacteriebestendig waardoor de patiënt zonder verdere bescherming onder de douche kan.

Het wondkussen is voorzien van een niet verklevende wondcontactlaag.

De siliconen kleeflaag zorgt ervoor dat de huid niet of zo min mogelijk wordt aangetast.

Dit maakt deze eilandpleister bijzonder geschikt voor de zeer gevoelige en kwetsbare huid, bijvoorbeeld bij:

- Oudere patiënten, een groeiende groep die vaak een zeer fragiele huid heeft
- Patiënten van wie de huid is aangedaan door ziekte, medicatie of langdurige behandelingen
- Baby's en jonge kinderen waarbij de huid nog niet volledig is ontwikkeld en daardoor zeer gevoelig is

Dragermateriaal

Dunne en flexibele polyurethaanfolie

Kleeflaag

Huidvriendelijke siliconen

Wondkussen

Absorberend wondkussen met niet verklevende wondcontactlaag

Toepassingen

- Acute en secundair- of complex genezende wonden
- Beschermt chirurgische wonden tegen vocht en bacteriën van buitenaf
- Bedekt en beschermt oppervlakkige snij- en schaafwonden en oppervlakkige 2e-grads brandwonden
- Absorbeert bloed en wondvocht



Leukoplast®

Wound care in best hands



Nieuw: genummerde schutbladen om de volgorde verwijderen bij gebruik aan te duiden.

Assortiment

Leukoplast Leukomed T plus skin sensitive (transparante eilandpleister)				
Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud van doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
5 cm x 7,2 cm	76178-00	5	36	16869893
8 cm x 10 cm	76178-01	5	36	16869915
8 cm x 15 cm	76178-02	5	36	16869923
10 cm x 25 cm	76178-03	5	36	16869931