

Leukoplast® Leukomed® T skin sensitive

Transparante folie met siliconen kleeflaag

Eigenschappen en functies

Leukoplast Leukomed T skin sensitive is een transparante, ademende folie met siliconen kleeflaag voor het beschermen van de wond en voor fixatie op de zeer gevoelige en kwetsbare huid.

De folie is waterdicht en bacteriebestendig waardoor de patiënt zonder verdere bescherming onder de douche kan.

De siliconen kleeflaag zorgt ervoor dat de huid niet of zo min mogelijk wordt aangetast.

Dit maakt deze folie bijzonder geschikt voor de zeer gevoelige en kwetsbare huid, bijvoorbeeld bij:

- Oudere patiënten, een groeiende groep die vaak een zeer fragiele huid heeft
- Patiënten van wie de huid is aangedaan door ziekte, medicatie of langdurige behandelingen
- Baby's en jonge kinderen waarbij de huid nog niet volledig is ontwikkeld en daardoor zeer gevoelig is

Dragermateriaal

Dunne en flexibele polyurethaanfolie

Kleeflaag

Huidvriendelijke siliconen

Toepassingen

- Beschermt droge postoperatieve en oppervlakkige traumatische wonden tegen vocht en bacteriën van buitenaf
- Steriele fixatie van primaire verbanden en kompressen
- Aanvullende fixatie
- Secundair- of complex genezende wonden
- Bescherming van droge wonden tegen wrijving- en schuifkrachten



Leukoplast®

Wound care in best hands



Nieuw: genummerde schutbladen om de volgorde verwijderen bij gebruik aan te duiden.

Assortiment

Leukoplast Leukomed T skin sensitive (transparante folie)				
Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud van doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
5 cm x 7,2 cm	76464-00	5	36	16869966
8 cm x 10 cm	76464-01	5	36	16869974
8 cm x 15 cm	76464-02	5	36	16869990