

Leukoplast® Pro LF

Latexvrije witte hechtpleister

Eigenschappen en functies

Leukoplast pro LF is de latexvrije variant van de klassieke Leukoplast hechtpleister.

Door het latexvrije dragermateriaal en kleeflaag wordt Leukoplast pro LF aanbevolen voor patiënten met een allergie voor latex. Leukoplast pro LF is erg sterk en rekbaar. Zelfs onder grote spanning is de plakkracht sterk en betrouwbaar. Dit maakt de hechtpleister geschikt voor fixatie van alle maten kompressen en gazen.

Leukoplast pro LF is eenvoudig met de hand zowel in lengte- als breedterichting te scheuren, vormt zich goed naar de lichaamscontouren en is geschikt om op te schrijven.

Dragermateriaal

Cellulose acetaat

Kleefmassa

Latexvrij, op basis van een drukgevoelige zinkoxide

Toepassingen

- Fixatie van kompressen, gazen, etc.
- Voor patiënten met normale of gevoelige huid
- Aanbevolen voor patiënten die gevoelig zijn voor latex



Assortiment

Leukoplast® pro LF				
Omschrijving	Artikel-nummer	Inhoud van doos	Inhoud verzendkarton	Z-index-nummer
Leukoplast pro LF - verpakking met klemring				
5 m x 1,25 cm	72212-00	24	10 x 24 (240)	15011399
5 m x 2,50 cm	72212-01	12	10 x 12 (120)	15011402
5 m x 5,00 cm	72212-02	6	10 x 6 (60)	15011410
Leukoplast pro LF - verpakking zonder klemring				
9,2 m x 1,25 cm	72213-00	24	10 x 24 (240)	15068951
9,2 m x 2,50 cm	72213-01	12	10 x 12 (120)	15068978
9,2 m x 5,00 cm	72213-02	6	10 x 6 (60)	15068986



Leukoplast®,
an Essity brand

Leukoplast®

Wound care in best hands