

Leukoplast® waterdicht

Waterdichte hechtpleister

Eigenschappen en functies

Leukoplast waterdicht is een witte hechtpleister op basis van viscoseweefsel. De kleefmassa van drukgevoelige zinkoxide zorgt voor een goede en langdurige kleefkracht. Deze kleefkracht blijft ook bij inwerking van water behouden, zelfs wanneer de pleister onder grote spanning staat.

Leukoplast waterdicht is bijzonder sterk, huidvriendelijk en veelzijdig toepasbaar voor de fixatie van allerlei soorten verbanden bij patiënten met een normale huid. De zeer grote spankracht van de hechtpleister maakt Leukoplast waterdicht geschikt voor de fixatie van alle maten kompressen en gazen. De witte Leukoplast waterdicht pleister is met de hand afscheurbaar en er kan op geschreven worden.

De klemring zorgt ervoor dat er binnen 6 uur meer dan 99,9% MRSA reductie is.

Toepassingen

- Fixatie van kompressen, gazen, etc.
- Eindfixatie van bandages, windsels, etc.
- Waterdichte verbandafdekking



Assortiment

Leukoplast® waterdicht				
Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
Leukoplast waterdicht - verpakking met klemring				
5 m x 1,25 cm	02321-00	24	10 x 24 (240)	12200883
5 m x 2,50 cm	02322-00	12	10 x 12 (120)	12200891



Leukoplast®,
an Essity brand

Leukoplast®

Wound care in best hands