

Leukotape® P Combi pack

Eigenschappen

- Starre beige tape in combinatie met de zelfklevende volvlakfixatie Fixomull Stretch
- Zinkoxide rubber kleeflaag
- Hoge hechtkracht
- Goede ventilatie van de huid
- Gekartelde randen om rafelen te voorkomen

Toepassingen

- Bij chondropathie van de patella met McConnell technieken
- Voor de behandeling van chronische, degeneratieve aandoeningen van het bewegingsapparaat en het postorale systeem
- Voor steun- en immobilisatieverbanden waarbij grote krachten op de windsels worden uitgeoefend



Assortiment

Artikelnummer	Z-indexnummer	Omschrijving	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
76067-00	13714511	Leukotape P Combipack	1	10 x 1 (10)