

Multisorb®

Zeer absorberend wondverband (steriel)

Eigenschappen en functies

Multisorb is opgebouwd uit diverse functionele lagen. De wondcontactlaag is een non-woven vlies, en de absorberende kern bestaat voor 100% uit cellulose. Daarnaast bevat het wondverband een hydrofobisch vlies om het doorlekken van wondvocht tegen te gaan. De blauwe hydrofobische non-woven laag is goed zichtbaar door de non-woven buitenlaag. Hierdoor is de buitenzijde van het verband duidelijk herkenbaar, zodat foutief gebruik wordt voorkomen.

Multisorb is uitsluitend steriel te verkrijgen.

Toepassingen

Multisorb is geschikt voor de behandeling van matig tot veel vochtafgevend wonden.

Overige toepassingen:

- als postoperatief wondverband
- als afdekkend verband bij de behandeling van diepe wonden (al dan niet in combinatie met geavanceerde verbandmaterialen)



Assortiment

Multisorb®				
Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
Multisorb (steriel)				
10 x 10 cm	71816-29	50	12 x 50 (600)	15428303
10 x 20 cm	71816-30	50	8 x 50 (400)	15428311
20 x 20 cm	71816-16	50	4 x 50 (200)	15095495
20 x 40 cm	71816-21	25	4 x 25 (100)	15095517