

Optiplaste® -C

Elastisch klevend windsel

Eigenschappen

- Beige windsel vervaardigd uit 100% katoen
- Minimale rek van 55% in lengte
- Hoge treksterkte
- In lengterichting rekbaar
- Ingeweven kettingdraden zorgt voor sterke compressie en ondersteuning
- Uitstekende en langdurige hechting
- Materiaal laat zich zeer goed modelleren aan de individuele lichaamscontouren
- Buitenzijde van het dragermateriaal is waterafstotend
- Bevat latex
- Röntgendoorlaatbaar
- Sterilisatie mogelijk

Toepassingen

- Als duurzaam compressieverband
- Als steun- en ontlastingsverband voor spieren, kapsels en gewrichten
- Voor het functioneel tappen ter behandeling en voorkoming van verwondingen aan spieren, kapsels en gewrichten
- Als functioneel immobilisatieverband, bijvoorbeeld na een sleutelbeenbreuk of na de verwijdering van een gipsverband
- Als redresserend verband voor het corrigeren van houding of posities van het lichaam



Assortiment

Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
4,5 m x 6 cm	02506-00	5	9 x 5 (45)	13745247
4,5 m x 6 cm	47186-00	12	6 x 12 (72)	12895830
4,5 m x 8 cm	02508-00	5	6 x 5 (30)	13652877
4,5 m x 8 cm	47187-00	12	6 x 12 (72)	12895873
4,5 m x 10 cm	02510-00	5	6 x 5 (30)	14647516
4,5 m x 10 cm	47188-00	12	6 x 12 (72)	14647524