

Tricoplast®

Compressie- en steunverband

Eigenschappen

- Kleefbandage vervaardigd uit 100% katoen
- In lengte en breedte rekbaar
- Lengterek minimaal 50%
- Breedterek minimaal 25%
- Uitstekende en langdurige hechting
- Materiaal laat zich goed modelleren aan de individuele lichaamscontouren
- Gemakkelijk af te wikkelen
- Buitenzijde van het dragermateriaal is waterafstotend
- Bevat latex
- Röntgendoorlaatbaar

Toepassingen

- Als compressie-, steun- of ontlastingsverband bij letsels aan kapsels, spieren en gewrichten
- Als functioneel steun- en ontlastingsverband, bijvoorbeeld na distorsies, luxaties, pees- en spieraandoeningen en ter voorkoming van blessures (intapen)
- Als redresserend verband voor het corrigeren van houding
- Als functioneel immobilisatieverband, bijvoorbeeld bij sleutelbeenbreuk of na de verwijdering van gipsverband
- Ter verbetering van de terugstroom bij insufficiëntie van het veneuze en lymfatische systeem
- Als huidbeschermende onderlaag bij functionele verbanden met niet-elastische chirurgische tape (bijvoorbeeld Leukotape)



Assortiment

Artikelnummer	Z-indexnummer	Omschrijving	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
02306-00	12207586	4.5 m x 6 cm	5	9 x 5 (45)
47261-00	14070324	4.5 m x 6 cm	12	6 x 12 (72)
02308-00	12207594	4.5 m x 8 cm	5	6 x 5 (30)
47262-00	14070332	4.5 m x 8 cm	12	6 x 12 (72)
02310-00	12207608	4.5 m x 10 cm	5	6 x 5 (30)
47264-00	14070340	4.5 m x 10 cm	12	6 x 12 (72)